



OSARTIS®

Artículo

Agitador EASYMIX®

Referencia

02-0320



EASYMIX® shaker

Dispositivo estéril y cerrado para mezclado fácil de los componentes de resina acrílica

**Distribuido por****OSARTIS GmbH**

Lagerstraße 11-15, 64807 Dieburg, Alemania

Tel. +49 (0) 6071 - 929 0
 fax +49 (0) 6071 - 929 100
 e-mail info@osartis.de
 web www.osartis.de

Fabricante**Tecres S.p.A**

Via A. Doria, 6, 37066 Sommacampagna (VR), Italia

Tel. +39 045 - 9217 311
 fax +39 045 - 9217 330
 e-mail info@tecres.it
 web www.tecres.it

I.297es

141-1200-01ES / 022019

EASYMIX® shaker

Distribuido por:



www.mba.eu

www.osartis.de



EASYMIX® shaker

Sistema de mezclado

El agitador EASYMIX® es un sistema cerrado y estéril para mezclar los componentes de resina acrílica (polvo y líquido) y transferirlo a las jeringas.

El dispositivo se compone de

- A** un contenedor plástico
- B** un tapón Luer lock y
- C** un embudo.

Ventajas:

- Dispositivo de mezcla cerrado para un mezclado fácil de los componentes de la resina acrílica
- Transferencia limpia del cemento óseo PMMA a las jeringas
- Posibilidad de llenar hasta 6 jeringas de 3 ml (p. ej. Jeringas SIS VerteStable®)

Fases de preparación:



- Coloque el contenedor plástico **A** en una superficie plana y abra el tapón luer lock **B**.
- Vierta el componente líquido en el contenedor.



- Se suministra un embudo **C** para facilitar el proceso de llenado del polvo al contenedor **A**.
- El embudo se debe colocar en el extremo



- Vierta el componente de polvo en el contenedor.



- Cierre el tapón Luer lock con fuerza.



- Agite el contenedor manualmente con fuerza durante al menos 30 segundos (aproximadamente 2 golpes por segundo) hasta que se logre una masa de resina acrílica homogénea.
- La fase de mezcla se puede ampliar si es necesario.



- Abra la conexión Luer lock retirando el tapón y conecte la jeringa con el Luer lock del tapón del contenedor plástico.
- Gire el contenedor boca abajo y recoja la resina acrílica en el lado del tapón. Pase la resina acrílica a la jeringa.
- Retire la jeringa de la conexión Luer lock y rellene las jeringas adicionales de la misma manera.