



BOMBAS DE INFUSIÓN COOPDECH SYRINJECTOR, BALLONJECTOR, PCA

NOVEDAD

SIN LATEX



BIOSER®

SISTEMA DE IMPULSO POR PRESIÓN ATMOSFÉRICA SYRNJECTOR 60ML/ PREMIUM 120




Características:


- Escala graduada para medir el consumo del medicamento.
- Flujo variable con sistema patentado Spiral Flow.
- Sistema monoflujo o multiflujo.
- Filtro de aire.
- PCA incorporada (opcional).

Flujo más estable y preciso que con otros sistemas de infusión.

PATENTADO



REGULARIDAD DE INFUSIÓN Y VOLUMEN INFUNDIDO (SYRNJECTOR velocidad de llenado 2mL/h)



ELASTÓMERO BALLONJECTOR 200ml y 300ml




Características:

- Flujo variable con sistema patentado Spiral Flow.
- Sistema de medición del volumen administrado.
- PCA incorporada (opcional).
- Sistema multiflujo.
- Filtro de aire.

Gran capacidad con alta precisión

Sistema de medición del volumen administrado.

MULTIFLUJO




Flujo variable con sistema patentado Spiral Flow

MONO FLUJO




Filtro de aire, Burbujas y otras partículas.

PCA. En ambos sistemas puede ir una PCA incorporada.



Incorpora un sub-balón para una sencilla y fácil aplicación.



El flujo regulado se consigue utilizando vacío o presión negativa lo que hace que se mantenga a un nivel constante.

Línea Productos PCA

PCA (Única Gama)

Nº Referencia	Capacidad	Indicaciones	Cantidad
IP3-EU	3mL	only for Bolus	10
IP1-EU	1mL	only for Bolus	10

10 sets/bombas estériles
Se requiere bomba Syrinjector para uso de PCA.

SYRINJECTOR 60ML (MULTIFLUJO)

N° Referencia	Selector de flujo (ml/h)			Color	Unidades /caja
	A	B	A+B		
ISJ6-0510-EU	0.5	1.0	1.5	Verde	10
ISJ6-1020-EU	1.0	2.0	3.0	Naranja	10
ISJ6-2030-EU	2.0	3.0	5.0	Azul	10
ISJ6-2040-EU	2.0	4.0	6.0	Azul Claro	10
ISJ6-4080-EU	4.0	8.0	12.0	Amarillo	10

SYRINJECTOR 60ML (MONOFLUJO)

N° Referencia	Flujo (ml)	Duración (horas)	Color	Unidades /caja
ISJ6-05-EU	0.5	120 hrs	Verde	10
ISJ6-10-EU	1.0	60 hrs	Naranja	10
ISJ6-20-EU	2.0	30 hrs	Azul	10
ISJ6-30-EU	3.0	20 hrs	Rosa	10
ISJ6-40-EU	4.0	15 hrs	Verde Claro	10
ISJ6-50-EU	5.0	12 hrs	Marfil	10
ISJ6-60-EU	6.0	10 hrs	Violeta	10

SYRINJECTOR 60ML+PCA

N° Referencia	Flujo Basal (ml)	Volumen del Bolo PCA (ml)	Tiempo llenado PCA (min)	Color		Cantidad
				Basal	PCA	
ISJ6-B0520IP1B-EU	0.5	1.0	30 min	Verde	Azul	10
ISJ6-B1020IP1B-EU	1.0	1.0	30 min	Naranja	Azul	10

SYRINJECTOR 120ML (MULTIFLUJO)

N° Referencia	Selector de flujo (ml/h)			Color	Unidades /caja
	A	B	A+B		
ISJ12-P0510-EU	0.5	1.0	1.5	Verde	10
ISJ12-P1020-EU	1.0	2.0	3.0	Naranja	10
ISJ12-P2030-EU	2.0	3.0	5.0	Azul	10
ISJ12-P2040-EU	2.0	4.0	6.0	Azul Claro	10
ISJ12-P4080-EU	4.0	8.0	12	Amarillo	10

SYRINJECTOR 120ML (MONOFLUJO)

N° Referencia	Flujo (ml)	Duración (horas)	Color	Unidades /caja
ISJ12-10-EU	1.0	120 hrs	Naranja	10
ISJ12-20-EU	2.0	60 hrs	Azul	10
ISJ12-30-EU	3.0	40 hrs	Rosa	10
ISJ12-40-EU	4.0	30 hrs	Verde Claro	10
ISJ12-50-EU	5.0	24 hrs	Marfil	10

SYRINJECTOR 120ML+PCA

N° Referencia	Flujo Basal (ml)	Volumen del Bolo PCA (ml)	Tiempo llenado PCA (min)	Color		Cantidad
				Basal	PCA	
ISJ12-B0530IP1B-EU	0.5	1.0	20	Verde	Rosa	10
ISJ12-B1010IP1B-EU	1.0	1.0	60	Naranja	Naranja	10
ISJ12-B1030IP1B-EU	1.0	1.0	20	Naranja	Rosa	10
ISJ12-B1060IP1B-EU	1.0	1.0	10	Naranja	Violeta	10
ISJ12-B2020IP1B-EU	2.0	1.0	30	Azul	Azul	10
ISJ12-B2030IP1B-EU	2.0	1.0	20	Azul	Rosa	10
ISJ12-B4030IP1B-EU	4.0	1.0	20	Verde Claro	Rosa	10
ISJ12-B0530IP3B-EU	0.5	3.0	60	Verde	Rosa	10
ISJ12-B0560IP3B-EU	0.5	3.0	30	Verde	Violeta	10
ISJ12-B1010IP3B-EU	1.0	3.0	180	Naranja	Naranja	10
ISJ12-B1030IP3B-EU	1.0	3.0	60	Naranja	Rosa	10
ISJ12-B2010IP3B-EU	2.0	3.0	180	Azul	Naranja	10
ISJ12-B2020IP3B-EU	2.0	3.0	90	Azul	Azul	10
ISJ12-B2030IP3B-EU	2.0	3.0	60	Azul	Rosa	10
ISJ12-B2060IP3B-EU	2.0	3.0	30	Azul	Violeta	10
ISJ12-B2080IP3B-EU	2.0	3.0	22.5	Azul	Blanco	10
ISJ12-B3010IP3B-EU	3.0	3.0	180	Rosa	Naranja	10
ISJ12-B3030IP3B-EU	3.0	3.0	60	Rosa	Rosa	10
ISJ12-B3080IP3B-EU	3.0	3.0	22.5	Rosa	Blanco	10
ISJ12-B4030IP3B-EU	4.0	3.0	60	Verde Claro	Rosa	10
ISJ12-B4060IP3B-EU	4.0	3.0	30	Verde Claro	Violeta	10
ISJ12-B5030IP3B-EU	5.0	3.0	60	Marfil	Rosa	10
ISJ12-B5060IP3B-EU	5.0	3.0	30	Marfil	Violeta	10
ISJ12-B6030IP3B-EU	6.0	3.0	60	Violeta	Rosa	10
ISJ12-B6060IP3B-EU	6.0	3.0	30	Violeta	Violeta	10

BALLOONJECTOR 200 (MULTIFLUJO)

N° Referencia	Selector de flujo(ml/h)			Color	Unidades/caja
	A	B	A+B		
CIA20-2030-EU	2.0	3.0	5.0	Azul	10
CIA20-2040-EU	2.0	4.0	6.0	Azul Claro	10

BALLOONJECTOR 300 (MULTIFLUJO)

N° Referencia	Selector de flujo(ml/h)			Color	Unidades/caja
	A	B	A+B		
CIA30-2040-EU	2.0	4.0	6.0	Azul Claro	10
CIA30-3050-EU	3.0	5.0	8.0	Rosa	10

BALLOONJECTOR 200+PCA

N° Referencia	Flujo Basal (ml)	Volumen del Bolo PCA (ml)	Tiempo llenado PCA (min)	Color		Cantidad
				Basal	PCA	
CIB20-1010IP3B-EU	1.0	3.0	180	Naranja	Naranja	10
CIB20-2030IP3B-EU	2.0	3.0	60	Azul	Rosa	10
CIB20-2060IP3B-EU	2.0	3.0	30	Azul	Violeta	10
CIB20-3030IP3B-EU	3.0	3.0	60	Rosa	Rosa	10
CIB20-3060IP3B-EU	3.0	3.0	30	Rosa	Violeta	10
CIB20-4030IP3B-EU	4.0	3.0	60	Amarillo Claro	Rosa	10
CIB20-4060IP3B-EU	4.0	3.0	30	Amarilla Claro	Violeta	10
CIB20-5030IP3B-EU	5.0	3.0	60	Marfil	Rosa	10
CIB20-5060IP3B-EU	5.0	3.0	30	Marfil	Violeta	10
CIB20-6030IP3B-EU	6.0	3.0	60	Violeta	Rosa	10

BALLOONJECTOR 300+PCA

N° Referencia	Flujo Basal (ml)	Volumen del Bolo PCA (ml)	Tiempo llenado PCA (min)	Color		Cantidad
				Basal	PCA	
CIB30-3060IP3B-EU	3.0	3.0	30	Rosa	Violeta	10
CIB30-4030IP3B-EU	4.0	3.0	60	Amarillo Claro	Rosa	10
CIB30-4060IP3B-EU	4.0	3.0	30	Amarillo Claro	Violeta	10
CIB30-5030IP3B-EU	5.0	3.0	60	Marfil	Rosa	10
CIB30-5060IP3B-EU	5.0	3.0	30	Marfil	Violeta	10
CIB30-6030IP3B-EU	6.0	3.0	60	Violeta	Rosa	10
CIB30-6060IP3B-EU	6.0	3.0	30	Violeta	Violeta	10

OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra
33203 Gijón, Asturias, España
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452
info@mba.eu

BIOSER[®]

DISTRIBUCIÓN España

ÁREA CENTRO NOROESTE

DELEGACIÓN ASTURIAS

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra
33203 Gijón (Asturias), España
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452

DELEGACIÓN CANARIAS

León y Castillo 42, 5º B.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T: +34 928 431 176 F: +34 928 380 060

DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN

Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid
T: +34 983 320 043 F: +34 983 267 646

DELEGACIÓN GALICIA

Gran Vía 161, 1ºC, 36210 Vigo
T: +34 986 484 400 F: +34 986 494 804

DELEGACIÓN MADRID

Calle Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid
T: +34 91 434 05 30 F: +34 91 433 76 99

ÁREA LEVANTE

DELEGACIÓN CASTILLA LA MANCHA

Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real
T: +34 926 274 820 F: +34 926 230 552

DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

Alberique 27, Esc. Izq. 1º, Puerta 3, 46008 Valencia
T: +34 96 382 66 02 F: +34 963 859 856

ÁREA NORESTE

DELEGACIÓN ARAGÓN

Avd. Las Torres 24, Planta 1º, Oficinas 3 y 4
50008 Zaragoza
T: +34 976 461 092 F: +34 976 461 093

DELEGACIÓN BALEARES

Carles Riba 1. 07004 Palma de Mallorca
T: +34 971 292 561 F: +34 971 298 601

DELEGACIÓN CATALUÑA

Sardenya 48-52, bajos, local 5. 08005 Barcelona
T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37

DELEGACIÓN NAVARRA

San Raimundo 9, bajo. 31009 Pamplona
T: +34 948 198 535 F: +34 948 177 416

DELEGACIÓN PAÍS VASCO Y CANTABRIA

Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao
T: +34 944 396 432 F: +34 944 271 382

ÁREA SUR

DELEGACIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Avd. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla
T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

DELEGACIÓN ANDALUCÍA ORIENTAL

Juan Gris 16, 29006 Málaga
T: +34 952 040 300 F: +34 952 316 016

DELEGACIÓN EXTREMADURA

Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz
T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

DISTRIBUCIÓN Portugal

DELEGACIÓN PORTUGAL

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2ºA, 4100 320 Porto
T: +351 226 166 060 F: +351 226 166 069