

INSTRUMENTAL E IMPLANTES

Tornillos

GP224CE	Tornillo canulado (verde)	24 mm
GP432CE	Tornillo canulado (azul)	32 mm
GP116CE	Tornillo canulado (violeta)	16 mm

Broca

GP520CE	Broca canulada de 3,2 mm
---------	--------------------------

Placas Ocho

GP200CE	Placa Ocho (verde)	12 mm
GP400CE	Placa Ocho (azul)	16 mm

Placas Quad

GPQ800CE	Placa Quad (azul)	16 mm
GPQ900CE	Placa Quad (violeta)	22 mm

Aguja guía

GP540CE	Aguja Kirschner	1,6 mm x 150 mm
---------	-----------------	-----------------



CORRECCIÓN DE DEFORMIDADES

El Sistema de Crecimiento Guiado



Placa Ocho

Placa Quad

El sistema de Crecimiento Guiado
Placa Ocho y Placa Quad

Son placas extraperiósticas que aprovechan el sólido potencial de crecimiento fisario del niño para guiar suavemente la corrección de una deformidad angular.

Su distribuidor es:



www.mba.eu

Orthofix Inc.
3451 Plano Parkway
Lewisville, Texas 75056 U.S.A.



Adult & Pediatric Deformity Correction | Fixation | Biologics | Bone Growth Stimulation | Foot & Ankle

www.orthofix.com
EP-1004-PL-50 CA 08/11


ORTHOFIX[®]
Orthopedics International

MBA[®]



ORTHOFIX[®]

Corrección precoz de las deformidades angulares de los miembros

La **Placa Quad** del Sistema de Crecimiento Guiado de Orthofix, está diseñada para proporcionar más opciones quirúrgicas en el tratamiento de deformidades angulares pediátricas.




El crecimiento guiado se consigue con una corrección extraperióstica reversible y mínimamente invasiva en el ápex de la deformidad (CORA) o cerca del mismo, sujetando la fisis del niño sin comprimirla.



Tornillos divergentes que actúan como una bisagra para evitar la compresión de la fisis.

El Sistema de Crecimiento Guiado se compone de varias medidas de placa, con opciones de tornillo canulado y sólido. Se posibilita así una intervención temprana y segura en pacientes a partir de 18 meses de edad.



El Sistema de Crecimiento Guiado se compone de varias medidas de placa y distintas longitudes de tornillos canulados. Se posibilita así una intervención temprana y segura en pacientes a partir de 18 meses de edad.



Placa Quad

Rodilla vara derecha

Pre-operatorio

Intra-operatorio

Placa Ocho

Niña de 13 años con exóstosis hereditaria múltiple

Pre-operatorio

Después de 15 meses de crecimiento guiado en tibia proximal y distal