

99-92501 Kit diafisario estéril completo Prefix² con tornillos cortos

Incluye:

Código	Descripción
2x92125	Barra 125 mm
1x92275	Barra 275 mm
2x92012	Cabezal de agarre de barra Prefix ²
4x92016	Cabezal de agarre de tornillo Prefix ²
1x11137	Guías de tornillo, 80 mm
1x11138	Guías de broca 4.8x60 mm
1x1100101	Broca de 4.8 mm
1x91150	Llave en T universal
2x911560	Tornillos XCaliber autopercutores, 150x60 mm
2x911540	Tornillos XCaliber autopercutores, 150x40 mm

* Sólo bajo pedido especial




99-92502 Kit diafisario estéril completo Prefix² sin tornillos

Incluye:

Código	Descripción
2x92125	Barra 125 mm
1x92275	Barra 275 mm
2x92012	Cabezal de agarre de barra Prefix ²
4x92016	Cabezal de agarre de tornillo Prefix ²
1x11137	Guías de tornillo, 80 mm
1x11138	Guías de broca 4.8x60 mm
1x1100101	Broca de 4.8 mm
1x91150	Llave en T universal



* Sólo bajo pedido especial



99-92503 Kit diafisario estéril completo Prefix² con tornillos largos

Incluye:


Código	Descripción
2x92125	Barra 125 mm
1x92275	Barra 275 mm
2x92012	Cabezal de agarre de barra Prefix ²
4x92016	Cabezal de agarre de tornillo Prefix ²
1x11137	Guías de tornillo, 80 mm
1x11138	Guías de broca 4.8x60 mm
1x1100101	Broca de 4.8 mm
1x91150	Llave en T universal
2x911550	Tornillos XCaliber autopercutores, 150x50 mm
2x912650	Tornillos XCaliber autopercutores, 260x50 mm



99-92504 Kit completo estéril Prefix² para tobillo

Incluye:


Código	Descripción
1x92125	Barra 125 mm
1x92275	Barra 275 mm
1x92175	Barra 175 mm
2x92012	Cabezal de agarre de barra Prefix ²
2x92016	Cabezal de agarre de tornillo Prefix ²
2x92026	Cabezal de tornillo transfixiante Prefix ²
1x11137	Guías de tornillo, 80 mm
1x11138	Guías de broca 4.8x60 mm
1x1100101	Broca de 4.8 mm
1x91150	Llave en T universal
2x911540	Tornillos XCaliber autopercutores, 150x40 mm
1x92080	Tornillo transfixiante de 4 mm, rosca de 5x80 mm



92995 Caja de esterilización Prefix², vacía

Con capacidad para:

Código	Descripción
2x92125	Barra 125 mm
2x92175	Barra 175 mm
2x92275	Barra 275 mm
2x92350	Barra 350 mm
2x19930	Guías de cabezal para tornillos múltiples Prefix ²
2x11138	Guías de broca 4.8x60 mm
1X30017	Llave Allen de 5 mm
1x91150	Llave en T universal
4x92012	Cabezal de agarre de barra Prefix ²
8x92016	Cabezal de agarre de tornillo Prefix ²
2x92026	Cabezal de tornillo transfixiante Prefix ²
2x1100201	Broca de 4.8 mm, longitud 240 mm
2x11137	Guías de tornillo, 80 mm
1x92080	Tornillo transfixiante de 4 mm, rosca de 5x80 mm
1x92050	Tornillo transfixiante de 4 mm, rosca de 5x50 mm
2x92031	Cabezal para tornillos múltiples Prefix ²
1x92017	Soporte para cabezal Prefix ²
92995C	Mango de contra-fuerza Prefix ²



Manufactured by: ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9
37012 Bussolengo (Verona)
Italy


Telephone +39-0456719000
Fax +39-0456719380



Su distribuidor es:



www.mba.eu



El latido de un nuevo fijador Fijación multifunción
Fijación temporal de extensión

Bibliografía
Giotakis N., Narayan B. Stability with unilateral external fixation in the tibia. Strat Trauma Limb Recon (2007) 2:13–20.
Behrens F, Johnson W. Unilateral External Fixation Methods to Increase and Reduce Frame Stiffness. Clin Orthop Relat Res 1989;241:48-56.

Estabilidad de la fractura garantizada

Una estabilidad óptima
gracias al amplio diámetro de la barra y el tornillo
Excelente estabilidad

CABEZAL DE AGARRE DE BARRA

- > Conexión rápida y estable de dos barras en todos los planos
- > Barra radiotransparente de gran solidez en cuatro longitudes distintas

CABEZAL MULTITORNILLO

- > Posibilidad de colocar los tornillos paralelos con el cabezal en forma de T o recto para intercambiarlos posteriormente con los fijadores externos Orthofix
- > Cuatro conexiones posibles para conseguir la mejor colocación del cabezal de agarre de barra

CABEZAL DE AGARRE DE TORNILLO

- > Permite colocar libremente el tornillo para agilizar el montaje de la construcción de marco deseada
- > Conexión fácil y rápida de tornillos de 6 mm
- > también se puede utilizar en montajes a puente en el tobillo.

Compatible
con sistemas de RM
de hasta 1,5 Tesla

Estabilización rápida y sencilla
Facilita el control de lesiones de los tejidos blandos

Montaje
rápido
y versátil