



Crecimiento óseo... ¡con todo el confort!

Estimulador de crecimiento óseo
CMF SpinaLogic®



MBA®



Crecimiento óseo... ¡con todo el confort!


En lo que se tarda en tomar un café, mirar las noticias o incluso sacar al perro... los pacientes pueden relajarse cómodamente mientras CMF SpinaLogic® trabaja induciendo un rápido crecimiento óseo tras una operación de fusión raquídea.

El nuevo diseño de SpinaLogic y la tecnología Combined Magnetic Field (CMF) permiten:

- Reducir al mínimo el tiempo de uso
- Aumentar la comodidad y adaptabilidad
- Tejido suave y respirable que garantiza durabilidad y confort
- Cinturón anatómico con acolchamiento moldeable

La experiencia de los clínicos con el producto nos ayuda a innovar

Las mejoras solicitadas por los doctores han contribuido a aumentar la comodidad del paciente y su nivel de satisfacción, lo que facilita la adherencia y mejora los resultados. El compromiso de DJO Global con la innovación permite desarrollar productos que ayudan a los profesionales a hacer más fácil la vida de sus pacientes.



Menor tiempo de uso y alto nivel de confort



Sólo son necesarios
30 minutos al día

Disco central con acolchamiento anatómico

Un acolchamiento integrado y adaptable que garantiza el confort del paciente mientras la bobina está en contacto con su columna.

El almohadillamiento de las correas laterales garantiza la comodidad del paciente. Son fáciles de ajustar y son compatibles con una amplia gama de tallas diferentes.

El cinturón

es altamente moldeable, permitiendo un ajuste preciso a la anatomía del paciente.

Materiales de alta calidad

El dispositivo utiliza telas de grado médico, suaves y respirables en dos tonos claramente distinguibles.



PRINCIPIOS DE USO DEL ESTIMULADOR DE CRECIMIENTO ÓSEO CMF SPINALOGIC®

INDICACIONES: CMF Spinalogic® es un estimulador de crecimiento óseo a pilas, no invasivo, portátil y microcontrolado concebido como tratamiento electromagnético complementario a la cirugía primaria de fusión lumbar de uno o dos niveles.

CONTRAINDICACIONES: El funcionamiento de los marcapasos a demanda y de los desfibriladores cardioversores implantables podría verse negativamente afectado por la exposición a una combinación de campos magnéticos estáticos y dinámicos. El facultativo no deberá indicar el dispositivo CMF Spinalogic a pacientes que lleven dichos aparatos. La seguridad y efectividad de CMF Spinalogic en mujeres embarazadas aún no han sido estudiadas, desconociéndose los efectos potenciales del dispositivo sobre la madre y el feto. Por ello, el dispositivo no deberá utilizarse en mujeres gestantes. Si una mujer se quedara embarazada durante el tratamiento con Spinalogic, será necesario interrumpir el tratamiento de inmediato.

PRECAUCIONES: La seguridad y efectividad de este dispositivo en personas que aún no han alcanzado la madurez esquelética aún no se han determinado. La seguridad y efectividad de este producto en pacientes con las siguientes patologías aún se desconocen: traumatismo raquídeo óseo o ligamentario, espondilitis, enfermedad de Paget, osteoporosis severa, cáncer metastásico, insuficiencia renal y diabetes mellitus no controlada. Los estudios con animales llevados a cabo hasta la fecha no sugieren que este dispositivo produzca ningún efecto adverso a largo plazo. No obstante, se desconocen sus efectos a largo plazo en humanos. Es esencial cumplir estrictamente con la pauta de tratamiento, cambiar la pila a tiempo y utilizar el dispositivo con cuidado. Si el paciente no cumple con la rutina establecida, el producto producirá los resultados esperados y el tratamiento podría prolongarse innecesariamente. Este dispositivo no debe usarse si el paciente sufre de una patología física o mental que le impida seguir las instrucciones de su médico y del equipo.

EFFECTOS ADVERSOS: La utilización de este dispositivo no ha dado lugar a efectos adversos significativos. Los campos magnéticos del estimulador CMF Spinalogic han sido sometidos a ensayos clínicos, estudios con animales y experimentos con cultivos tisulares sin que se hayan detectado efectos adversos de importancia.

ADVERTENCIA: Las leyes federales de los EE. UU. establecen que estos productos solo podrán comercializarse por orden facultativa. Para mayor información, póngase en contacto con DJO, LLC.

Fabricado por:





ESPAÑA

ANDALUCÍA Juan Gris 16. 29006 Málaga T: +34 952 040 300 / Avda. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla T: +34 954 934 792

ARAGÓN Avda. Las Torres 24, planta 1ª, oficinas 3 y 4. 50008 Zaragoza T: +34 976 461 092

ASTURIAS Y LEÓN Avda. Jardín Botánico 1345. Silos del Intra 33203 Gijón T: +34 985 195 505

BALEARES Edif. Toledo. Planta 03-40 Polígono Son Valentí. Carrer de Calçat 6 07011 Palma de Mallorca T: +34 971 292 561

CANARIAS León y Castillo 42, 5º B. 35003 Las Palmas de Gran Canaria T: +34 928 431 176

CASTILLA LA MANCHA Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real T: +34 926 274 820

CASTILLA Y LEÓN Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid T: +34 983 320 043

CATALUÑA Sardenya 48, bajo 4. 08005 Barcelona T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37

COMUNIDAD VALENCIANA Alberique 27, esc. izq. 1º, puerta 3. 46008 Valencia T: +34 96 382 66 02

EXTREMADURA Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz T: +34 924 207 208

GALICIA Avda. Gran Vía 161, 1º C. 36210 Vigo T: +34 986 484 400

MADRID Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid T: +34 91 434 05 30

NORTECENTRO (País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja) Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao T: +34 944 396 432

ITALIA

Via Curzio Malaparte, 19 50145 Firenze FI T: +39 0331 777312

Via Amatore Sciesa, 40/A 21013 Gallarate VA

PORTUGAL

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2º A. 4100 320 Porto T. +351 226 166 060

OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra. 33203 GIJÓN, Asturias. Spain.

T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452. info@mba.eu

www.mba.eu



MBA INCORPORADO, S.L.



MBA.EU

