




Sistema de Placa Anatómicas Catálogo



Tecnología de Compresión y Bloqueo desarrollada por aap




Tecnología de Compresión y Bloqueo desarrollada por aap



Superior
Inferior



Pie y Tobillo



Extremidad



Información General	4
LOQTEQ® Pequeños Fragmentos	7
LOQTEQ® Pequeños Fragmentos Set 3.5	7
• Instrumental	8
• Rack de Tornillos	9
LOQTEQ® Placas Rectas 3.5	11
• Bandeja de Implantes	12
LOQTEQ® Placa de Clavícula 2.7/3.5	13
• Set Completo	14
• Rack de Tornillos	15
• Implantes	16
• Rack de Tornillos	17
LOQTEQ® Placa de Húmero Proximal 3.5	18
• Instrumental	19
• Rack de Tornillos	20
• Implantes	21
• Bandeja de Implantes, modular	22
LOQTEQ® Placas de Codo 2.7/3.5	23
• Instrumental	24
• Rack de Tornillos	25
• Implantes	26
• Bandeja de Implantes, modular	27
LOQTEQ® VA Radio Distal 2.5	31
• Set Completo	31
▶ Instrumental	32
▶ Implantes Estándar y XL	33
▶ Rack de Tornillos	34
LOQTEQ® Placa de Tibia y Peroné 3.5	35
LOQTEQ® Placa de Tibia Proximal 3.5	36
• Bandeja de Implantes, modular	36
• Rack de Tornillos	37
LOQTEQ® Placa de Tibia Distal y Peroné 3.5	38
• Bandeja de Implantes, modular	38
Instrumental Extra para Pequeños Fragmentos	41

LOQTEQ® Grandes Fragmentos	42
LOQTEQ® Set de Grandes Fragmentos 4.5	43
• Instrumental, Bandeja A	44
• Rack de Tornillos	45
• Instrumental MIS , Bandeja B	46
• Instrumental, Bandeja C	47
LOQTEQ® Placa Fémur Distal Periprotésica 4.5	49
• Set básico	50
• Rack de Tornillos	51
• Implantes Fémur Distal	52
LOQTEQ® Placas de Osteotomía 4.5	53
• Set Completo	54
• Rack de Tornillos	55
Set de Retirada	56
Pequeños Fragmentos	56
Grandes Fragmentos	56
Resumen de Tornillos	57
Pequeños Fragmentos	58
Grandes Fragmentos	60

Estándar de Calidad

Aap Implantate desarrolla, produce y vende implantes médicos e instrumental. Nuestro departamento de Catapaad controla y maneja todo el proceso, desde el desarrollo hasta la producción y venta de los implantes e instrumentales. Dado este manejo directo de todas las partes del proceso, somos capaces de garantizar la mayor catapaad del material, función y servicio, junto con el uso sostenido de materiales y recursos de procesamiento.

Para nuestros implantes, solo usamos material sostenible, como el titanio y sus aleaciones; cobalto, cromo y molibdeno; acero inoxidable no magnético; y polietileno de ultra-alto peso molecular. Todo el material usado para los implantes de aap, cumple con los standards nacionales e internacionales tales como DIN, EN, ASTM e ISO.

Importante:

Implantes e instrumental de diferentes fabricantes pueden diferir en términos de material, diseño y catapaad y pueden no ser necesariamente compatibles. Por parte de aap, no se ha comprobado ninguna combinación de implantes e instrumentales de otros fabricantes.

Este tipo de uso no está garantizado por los procedimientos de evaluación de la conformidad de los productos requeridos por las reglamentaciones apropiadas para dispositivos médicos y no estará cubierto por la responsabilidad del producto de aap Implantate AG.

Certificado de Calidad

El sistema de garantía de catapaad aap Implantate AG, de conformidad con el apéndice II de la Directiva de dispositivos médicos 93/42 / EEC, empleado en los procesos de diseño, producción e inspección final, ha sido certificado por una autoridad designada por la Unión Europea.

Todos los productos de aap Implantate AG han completado con éxito los procedimientos de evaluación de conformidad apropiados y llevan el marcado CE. aap Implantate AG ha sido certificado según la norma EN ISO 13485 en su versión actual, las normas pertinentes para fabricantes de dispositivos médicos. Este tipo de uso no está garantizado por los procedimientos de evaluación de la conformidad de los productos requeridos por las regulaciones apropiadas para dispositivos médicos y no estará cubierto por la responsabilidad del producto de aap Implantate AG.

Procesamiento (Esterilización & Limpieza)

Los implantes aap LOQTEQ® se suministran sin esterilizar.

Los implantes e instrumentos que se suministran en condiciones no estériles deben esterilizarse antes de su uso.

Para este propósito, consulte las Instrucciones de uso adjuntas a los productos.

Nunca use implantes dañados.

No utilice productos estériles de envases de barrera estériles dañados o abiertos.

Referencias

Los artículos aap están definidos de manera que se refieren al producto. Esto significa que es posible leer directamente la referencia así como las características más importantes o las dimensiones características del producto.

La primera letra designa al tipo de producto:

I	Instrumental
P	Placas
S	Tornillos

Ejemplo:

PH 3510-06-2 Placa, Húmero, 3.5 mm, 6 orificios, TITANIO
SK 3510-12-2 S (Tornillo), K (Cortical), ø3.5 mm, longitud 12 mm, TITANIO

Nota: las iniciales utilizadas para la referencia se toman del nombre original en inglés.

Si la referencia va seguida de -2, el producto es titanio puro o aleación de titanio.

Abreviaturas (ejemplos)

I	Izquierda
D	Derecha
L xx	Longitud in mm

Notas Generales

El catálogo está basado en los sets disponibles en portfolio y su contenido.

Los productos con cantidad „0“ son opcionales y no están incluidos en el set estándar, pero pueden ser almacenados en la bandeja. La cantidad máxima que se puede ubicar en el recurso es la número que se encuentra al lado del „0“ o, en caso de los racks de tornillos, al final de cada columna. Las placas que aparecen bajo el indicador de "Otros tamaños disponibles", tienen que ser guardados de manera separada.

Para cuestiones relativas a la configuración del set, por favor, contacte con su representante de ventas.

Atención al cliente

Por favor, para hacer un pedido contacte con su representante de ventas.


LOQTEQ®Pequeños Fragmentos	7
LOQTEQ® Pequeños Fragmentos Set 3.5	7
• Instrumental	8
• Rack de Tornillos	9
LOQTEQ® Placas Rectas 3.5	11
• Bandeja de Implantes	12
LOQTEQ® Placa de Clavícula 2.7/3.5	13
• Set Completo	14
• Rack de Tornillos	15
• Implantes	16
• Rack de Tornillos	17
LOQTEQ® Placa de Húmero Proximal 3.5	18
• Instrumental	19
• Rack de Tornillos	20
• Implantes	21
• Bandeja de Implantes, modular	22
LOQTEQ® Placas de Codo 2.7/3.5	23
• Instrumental	24
• Rack de Tornillos	25
• Implantes	26
• Bandeja de Implantes, modular	27
LOQTEQ® VA Radio Distal 2.5	31
• Set Completo	31
▶ Instrumental	32
▶ Implantes Estándar y XL	33
▶ Rack de Tornillos	34
LOQTEQ® Placa de Tibia y Peroné 3.5	35
LOQTEQ® Placa de Tibia Proximal 3.5	36
• Bandeja de Implantes, modular	36
• Rack de Tornillos	37
LOQTEQ® Placa de Tibia Distal y Peroné 3.5	38
• Bandeja de Implantes, modular	38
Instrumental Extra para Pequeños Fragmentos	41

	Set 1	Set 2
Instrumental	IC-6931-15	IC-6931-15
Rack de Tornillos	IC-6931-40	IC-6931-45

para uso modular junto con:


Placas Rectas	IC-6931-25
Clavicula	IC-6934-00
Húmero Proximal	IC-6933-40
Codo	IC-6935-00
Tibia Proximal	IC-6936-50
Tibia Distal	IC-6937-00
Tibia Distal & Peroné	IC-6937-50
Peroné Distal	IC-6937-60

Instrumental IC-6931-15



- Bandeja, vacía IC-6931-16
- Tapa IC-2008-00

ARTICULO	CANTIDAD	REFERENCIA
Doblador de Placas 1 para pequeños fragmentos, cerrado	1	IP-8405-00
Doblador de Placas 2 para pequeños fragmentos, cerrado	1	IP-8405-50
LOQTEQ - Medidor de Profundidad Pequeño ø3.5-4.0, hasta 90mm	1	IS-7904-20
LOQTEQ - Broca ø2.7, L 150, acople rápido	2	IU-7427-15*
LOQTEQ® - Broca ø2.7, L 220, acople rápido	2	IU-7427-22*
Loqteq - Broca ø3.5, L 110mm, con acople rápido	1	IU-7435-00
Mango con acople rápido, canulado	1	IU-7706-00
Mango dinamométrico con acople rápido, 2.0Nm	1	IU-7707-20
Destornillador Duo, T15, acople rápido	2	IU-7825-56
Doble guía de broca ø2.7/3.5, con mango	1	IU-8116-60
LOQTEQ® guía para compresión de 1mm	1	IU-8166-01
LOQTEQ® guía para compresión de 2mm	1	IU-8166-02
LOQTEQ® - Inserto para guías de broca	1	IU-8166-05
LOQTEQ® - Guía de broca Orificio deslizante (rojo)	2	IU-8166-10
LOQTEQ® - Guía de aguja de ø1.6	2	IU-8166-16
LOQTEQ® - Guía de broca orificio redondo (azul)	2	IU-8166-20
LOQTEQ® - Aguja Kirschner con punta de trocar ø1.6, L 150mm	10	NK-0016-15
LOQTEQ® - Caja para agujas L 150mm	1	IC -0006-15
*alternativa		
LOQTEQ® - Broca ø2.7, L 150mm, con acople rápido y marcado láser		IU-7427-16
LOQTEQ® - Broca ø2.7, L 220mm, con acople rápido y marcado láser		IU-7427-23
Aro de medición, Pequeños Fragmentos		IU-8166-06



Rack de Tornillos
IC-6931-45*

► Rack de Tornillos, vacío

IC-6931-46




LONGITUD (EN MM)	SK-3514-xx-2 CANTIDAD	SK-3525-xx-2 CANTIDAD	SK-3526-xx-2 CANTIDAD	SP-4030-xx-2 CANTIDAD	SP-4035-xx-2 CANTIDAD
10	5	-	5	2	2
12	5	5	5	2	2
14	5	5	5	2	2
16	5	5	5	2	2
18	5	5	5	2	2
20	5	5	5	2	2
22	5	5	5	2	2
24	5	5	5	2	2
26	5	5	5	2	2
28	5	5	5	2	2
30	5	5	5	2	2
32	5	5	5	2	2
34	5	5	5	2	2
36	5	5	5	2	2
38	5	5	5	2	2
40	5	5	5	2	2
45	5	5	5	2	2
50	5	-	5	2	2
55	5	-	5	2	2
60	5	-	5	2	2
65	5	-	5	0	0
70	5	-	5	0	0
				max. 4	max. 4

* resumen general de los tornillos disponible en la página 57

Rack de Tornillos IC-6931-40

► Rack vacío IC 6931-36




LONGITUD	SK-3514-xx-2 CANTIDAD	SK-3525-xx-2 CANTIDAD	SK-3526-xx-2 CANTIDAD
12	6	6	6
14	6	6	6
16	6	6	6
18	6	6	6
20	6	6	6
22	6	6	6
24	6	6	6
26	6	6	6
28	6	6	6
30	6	6	6
32	6	6	6
34	6	6	6
36	6	6	6
38	6	6	6
40	6	6	6
45	6	6	6
50	6	6	6
55	6	6	6
60	6	6	6
65	6	6	6
70	6	6	6

Bandeja de Implantes**IC-6931-25**

Set of implantes, modular IC-6931-25*

- Bandeja, vacía IC-6931-21
- Tapa IC-2008-00



LOQTEQ® Placa Reconstrucción 3.5

ORIFICIOS	LONGITUD	CANTIDAD	REFERENCIA
5	58	1	PR-3550-05-2
6	70	1	PR-3550-06-2
7	82	1	PR-3550-07-2
8	94	1	PR-3550-08-2
9	106	1	PR-3550-09-2
10	118	1	PR-3550-10-2
12	142	1	PR-3550-12-2
14	166	1	PR-3550-14-2
16	190	1	PR-3550-16-2

LOQTEQ® Placa 1/3 Tubo 3.5

4	52	1	PG-3553-04-2
5	64	1	PG-3553-05-2
6	76	1	PG-3553-06-2
7	88	1	PG-3553-07-2
8	100	1	PG-3553-08-2
9	112	1	PG-3553-09-2

LOQTEQ® Placa Recta 3.5

4	60	1	PG-3555-04-2
5	73	1	PG-3555-05-2
6	86	2	PG-3555-06-2
7	99	2	PG-3555-07-2
8	112	2	PG-3555-08-2
9	125	1	PG-3555-09-2
10	138	1	PG-3555-10-2
11	151	1	PG-3555-11-2
12	164	1	PG-3555-12-2


OTRAS PLACAS DISPONIBLES (BAJO PEDIDO)

LOQTEQ® Placa de Reconstrucción 3.5	18	214	PR-3550-18-2
LOQTEQ® Placa 1/3 Tubo	3	40	PG-3553-03-2
LOQTEQ® Placa 1/3 Tubo	10	124	PG-3553-10-2
LOQTEQ® Placa 1/3 Tubo	11	136	PG-3553-11-2
LOQTEQ® Placa 1/3 Tubo	12	148	PG-3553-12-2
LOQTEQ® Placa Recta	14	190	PR-3555-14-2

* Usar en combinación con pequeños fragmentos 3.5!
(Instrumental e implantes, ver página 7)

Set Completo	IC-6934-30
Bandeja de Implantes	IC-6934-00

Set Completo IC-6934-30



- Bandeja, vacía IC 6934-31
- Tapa IC 2008-00
- Rack Tornillos, vacío IC 6934-32

ARTÍCULO	CANTIDAD	REFERENCIA
Doblador de Placas 1 para pequeños fragmentos, cerrado	1	IP-8405-00
Doblador de Placas 2 para pequeños fragmentos, cerrado	1	IP-8405-50
LOQTEQ® - Medidor de profundidad, ø2.5 - 2.7, hasta 50 mm	1	IS 7903-10
LOQTEQ® - Elevador pequeño 6 mm, doblado	1	IU-6010-00
LOQTEQ® - Broca ø2.0, L 110mm, acople rápido	2	IU-7420-10
LOQTEQ® - Broca ø2.7, L 150mm, acople rápido	2	IU-7427-15
LOQTEQ® - Broca ø3.5, L 110mm, acople rápido	1	IU-7435-00
LOQTEQ® - Mango de destornillador dinamométrico, 1.5 Nm	1	IU-7707-00
LOQTEQ® - Mango de destornillador dinamométrico, 2.0 Nm	1	IU-7707-20
LOQTEQ® - Mango de destornillador canulado	1	IU-7705-00
LOQTEQ® - Destornillador T8 Duo, con acople rápido	2	IU-7815-56
LOQTEQ® - Destornillador T15 Duo, con acople rápido	2	IU-7825-56
LOQTEQ® - Doble guía de broca ø2.7/3.5, con mango	1	IU-8116-60
LOQTEQ® - Guía de broca para orificio redondo	2	IU-8166-20
LOQTEQ® - Guía de Broca con medición hasta 30 mm, color azul claro light blue	2	IU-8168-20
LOQTEQ® - Aguja Kirschner con punta de trocar, L 150mm	10	NK-0016-15

ORIFICIOS	LONGITUD	CANTIDAD	REFERENCIA	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® AcroPlate 3.5			DERECHA	IZQUIERDA	
5	80	1	PK- 3511-05-2	1	PK- 3512-05-2
7	101	1	PK- 3511-07-2	1	PK- 3512-07-2

LOQTEQ® Placa Diafisaria 3.5					
6	76	1	PK- 3521-06-2	1	PK- 3522-06-2
7	88	1	PK- 3521-07-2	1	PK- 3522-07-2
8	101	1	PK- 3521-08-2	1	PK- 3522-08-2
10	121	1	PK- 3521-10-2	1	PK- 3522-10-2


LOQTEQ® Sup. Lat. Clavicle Plate 2.7/3.5					
6/4	63	1	PK- 3531-04-2	1	PK- 3532-04-2
6/7	93	1	PK- 3531-07-2	1	PK- 3532-07-2

Rack de Tornillos



LONGITUD (EN MM)	SK-2726-xx-2 CANTIDAD	SK-3514-xx-2 CANTIDAD	SK-3526-xx-2 CANTIDAD
12	4	6	6
14	4	6	6
16	4	6	6
18	4	6	6
20	4	6	6
22	4	6	6
24	4	6	6

Set de implantes, modular IC-6934-00*



- ▶ Bandeja vacía IC 6934-01
- ▶ Tapa IC 2008-00
- ▶ Rack, vacío IC 6934-02

ARTICULO	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® - Medidor de profundidad, hasta L 50mm	1	IS 7903-10
LOQTEQ® - Elevador pequeño 6 mm, doblado	1	IU-6010-00
LOQTEQ® - Broca ø2.0, L 110mm, acople rápido	2	IU-7420-10
LOQTEQ® - Mango de destornillador dinamométrico, 1.5 Nm	1	IU-7707-00
LOQTEQ® - Destornillador T8 Duo, con acople rápido	1	IU-7815-56
LOQTEQ® - Doble Guía de Broca ø2.0/2.5	1	IU-8125-00
LOQTEQ® - Guía de Broca con medición hasta 30 mm, color azul claro	2	IU-8168-20

ORIFICIOS	LONGITUD	CANTIDAD	REFERENCIA	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® AcroPlate 3.5			DERECHA		IZQUIERDA
5	80	1	PK- 3511-05-2	1	PK- 3512-05-2
7	101	1	PK- 3511-07-2	1	PK- 3512-07-2



LOQTEQ® Placa Clavícula Diafisaria 3.5					
6	76	1	PK- 3521-06-2	1	PK- 3522-06-2
7	88	1	PK- 3521-07-2	1	PK- 3522-07-2
8	101	1	PK- 3521-08-2	1	PK- 3522-08-2
10	121	1	PK- 3521-10-2	1	PK- 3522-10-2



LOQTEQ® Placa Diafisaria con Extensión Distal 2.7/3.5					
6/4	63	1	PK- 3531-04-2	1	PK- 3532-04-2
6/7	93	1	PK- 3531-07-2	1	PK- 3532-07-2




* Usar siempre con el recurso de Pequeños Fragmentos!
(Instrumental y tornillos, en la página 7)

Rack de Tornillos



	SK-2512-xx-2	SK-2726-xx-2
LONGITUD (EN MM)	CANTIDAD	CANTIDAD
10	0	5
12	0	5
14	0	5
16	0	5
18	0	5
20	0	5
22	0	5
24	0	5
26	0	5
28	0	0
	max. 6	max. 6

Instrumental	IC-6933-15
Implantes	IC-6933-25
Rack Tornillos	IC-6933-35
Set de implantes, modular	IC-6933-40



Set de Instrumental IC-6933-15


- Bandeja, vacía IC-6933-16
- Tapa IC-2008-00

ARTICULO	CANTIDAD	REFERENCIA
Loqteq – Medidor de Profundidad Pequeño ø3.5–4.0, hasta 90mm	1	IS-7904-20
Loqteq Húmero Próximal – Broca ø2.3mm, L 180mm, con acople rápido	2	IU-7423-18
Loqteq Húmero Próximal – Broca ø2.7mm , L 150mm, con acople rápido	2	IU-7427-15
Loqteq Húmero Próximal– Broca ø3.5mm, L 110, coil 50, quick coupling	1	IU-7435-00
Loqteq– Destornillador duo, T15, acople rápido	2	IU-7825-56
Loqteq – Medidor de profundidad verde	1	IU-7915-10
Loqteq – Guía de compresión 1mm	1	IU-8166-01
Loqteq – Guía de compresión 2mm	1	IU-8166-02
Loqteq – Inserto para guía de compresión	1	IU-8166-05
Loqteq – Guía de broca para orificio deslizante	2	IU-8166-10
Loqteq – Guía de aguja ø1.6, verde	2	IU-8166-15
Loqteq – Guía de broca para orificio redondo	2	IU-8166-30
Loqteq – Aguja Kirschner con punta de trócar, ø1.6. L150mm	10	NK-0016-15
Caja para agujas de Kirschner L150mm	1	IC-0006-15

Rack de Tornillos IC-6933-35

► Rack Tornillos, vacío

IC 6933-36



LONGITUD	SP-3825-xx-2 CANTIDAD	SK-3514-xx-2 CANTIDAD	SK-3525-xx-2 CANTIDAD
12	-	4	-
14	-	4	-
16	-	4	-
18	-	4	4
20	-	4	4
22	-	4	4
24	-	4	4
26	-	4	4
28	4	4	4
30	4	4	4
32	4	4	4
34	4	4	4
36	4	4	4
38	4	4	4
40	4	-	4
42	4	-	4
44	4	-	4
46	4	-	-
48	4	-	-
50	4	-	-
52	4	-	-
54	4	-	-
56	4	-	-
58	4	-	-
60	4	-	-

max. 5



Set de implantes IC-6933-25

- Bandeja, IC 6933-
- Tapa IC 2008-

ARTICULO	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® - Mango Canulado con acople rápido	1	IU-7706-00
LOQTEQ® - Mango Dinamométrico, con acople rápido, 2.0 Nm	1	IU-7707-20
LOQTEQ® - Doble Guía de broca ø2.7/3.5, con mango	1	IU-8116-60
LOQTEQ® - Dispositivo de Guiado Húmero Proximal	1	IU-8176-01
LOQTEQ® - Tornillo de fijación del dispositivo de Guiado	1	IU-8176-03

ORIFICIOS	LONGITUD	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa Húmero Proximal 3.5			
4	92	1 (2)	PH-3510-04-2
5	105	1	PH-3510-05-2
6	118	1	PH-3510-06-2
8	143	1	PH-3510-08-2
10	169	0 (1)	PH-3510-10-2
12	195	0 (1)	PH-3510-12-2




ORIFICIOS	CANTIDAD	REFERENCIA	CANTIDAD	REFERENCIA
AcroPlate 3.5		DERECHA		IZQUIERDA
3	0 (1)	PX-3520-01-2	0 (1)	PX-3520-02-2
4	0 (1)	PX-3521-01-2	0 (1)	PX-3521-02-2

OTRAS PLACAS DISPONIBLES

ORIFICIOS	LONGITUD	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa de Húmero Proximal 3.5		
3	85	PH-3510-03-2
14	221	PH-3510-14-2
16	247	PH-3510-16-2

Set de implantes, modular IC-6933-40*



- Bandeja, vacía IC-6933-41
- Tapa IC-2008-00
- Rack de Tornillos Vacío IC-6933-42

ARTICULO	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® - Tornillo de Esponjosa 3.8mm, T15, L 28-60mm	por 4	SP-3825-xx-2**
LOQTEQ® - Broca ø2.3mm, L 180mm, con acople rápido	1	IU-7423-18
LOQTEQ® - Medidor de Profundidad para agujas.	1	IU-7915-10
LOQTEQ® - Guía de Aguja de ø1.6mm, verde	2	IU-8166-15
LOQTEQ® - Guía de broca para orificio redondo, verde	2	IU-8166-30
LOQTEQ® - Dispositivo de Guiado Placa Húmero Proximal	1	IU-8176-01
LOQTEQ® - Tornillo de fijación de dispositivo de guiado	1	IU-8176-03

ORIFICIOS	LONGITUD	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa Húmero Proximal 3.5			
4	92	1	PH-3510-04-2
5	105	1	PH-3510-05-2
6	118	1	PH-3510-06-2
8	143	1	PH-3510-08-2
10	169	0 (1)	PH-3510-10-2
12	195	0 (1)	PH-3510-12-2

ORIFICIOS	CANTIDAD	REFERENCIA	CANTIDAD	REFERENCIA
AcroPlate 3.5		DERECHA		IZQUIERDA
3	0 (1)	PX-3520-01-2	0 (1)	PX-3520-02-2
4	0 (1)	PX-3521-01-2	0 (1)	PX-3521-02-2

OTRAS PLACAS DISPONIBLES


ORIFICIOS	LONGITUD	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa de Húmero Proximal 3.5		
3	85	PH-3510-03-2
14	221	PH-3510-14-2
16	247	PH-3510-16-2

* Siempre ha de usarse en combinación con los tornillos de pequeños fragmentos de 3.5!
(Instrumental y tornillos, véase página 7)

** Para una lista detallada de los tornillos SP-3825-xx-2, por favor revise la página 20

Set de instrumental	IC-6953-10
Set de implantes	IC-6935-20
Rack de Tornillos	IC-6953-30
Set de implantes, modular	IC-6935-00


Instrumental IC-6953-10



- Bandeja, vacía
- Tapa

IC 6953-11
IC 2008-00

ARTICULO	CANTIDAD	REFERENCIA
Doblador de Placas 1 para pequeños fragmentos, cerrado	1	IP-8405-00
Doblador de Placas 2 para pequeños fragmentos, cerrado	1	IP-8405-50
LOQTEQ® - Medidor de profundidad, ø2.7, hasta 70 mm	1	IS-7903-20
LOQTEQ® - Medidor de profundidad, ø3.5 - 4, hasta 90 mm	1	IS-7904-20
LOQTEQ® - Broca ø2.0, L 180mm, acople rápido	2	IU-7420-18
LOQTEQ® - Broca ø2.7, L 150mm , acople rápido	2	IU-7427-15*
LOQTEQ® - Broca ø3.5, L 110mm, acople rápido	1	IU-7435-00
LOQTEQ® - Mango de destornillador canulado	1	IU-7706-00
LOQTEQ® - Mango de destornillador dinamométrico 1.5 Nm	1	IU-7707-00
LOQTEQ® - Mango de destornillador dinamométrico 2.0 Nm	1	IU-7707-20
LOQTEQ® - Destornillador T8 Duo, con acople rápido	2	IU-7815-56
LOQTEQ® - Destornillador T15 Duo, con acople rápido	2	IU-7825-56
LOQTEQ® - Doble guía de broca ø2.7/3.5, con mango	1	IU-8116-60
LOQTEQ® - Guía de Broca de Mano 0° a 15°	0 (1)	IU-8165-20
LOQTEQ® - Guía de Broca en forma de cono	0 (2)	IU-8165-21
LOQTEQ® - Guía para compresión de 1mm	1	IU-8166-01
LOQTEQ® - Guía para compresión de 2mm	1	IU-8166-02
LOQTEQ® - Inserto para guía de compresión	1	IU-8166-05
LOQTEQ® - Guía de Broca para orificio ovalado, rojo	2	IU-8166-10
LOQTEQ® - Guía de Broca marcada hasta 75mm, azul claro	3	IU-8169-20
LOQTEQ® - Brazo Guía	1	IU-8179-00
LOQTEQ® - Aguja Kirschner con punta de trocar, ø1.6, L 200mm	10	NK-0016-20
LOQTEQ® - Caja para agujas Kirschner L 200mm	1	IC-0006-20
LOQTEQ® - Arandela para tornillos	0 (5)	SU-0448-00-2
LOQTEQ® - Grapa para arandelas	0 (1)	IC-0005-00
*alternativa		
LOQTEQ® - Broca ø2.7, L 150mm, marcada		IU-7427-16
Aro de medición, pequeños fragmentos		IU-8166-06



Rack Tornillos IC-6953-30

► Rack , vacío IC-6953-31




LONGITUD	SK-2512-xx-2 CANTIDAD	SK-2726-xx-2 CANTIDAD	SK-3514-xx-2 CANTIDAD	SK-3525-xx-2 CANTIDAD	SP-4030-xx-2 CANTIDAD	SP-4035-xx-2 CANTIDAD
12	0	5	3	6	-	-
14	0	5	3	6	-	-
16	0	5	3	6	-	-
18	0	5	3	6	-	-
20	0	5	3	6	1	-
22	0	5	3	6	1	-
24	0	5	3	6	1	-
26	0	5	3	6	1	-
28	0	5	3	6	1	-
30	0	5	3	6	1	-
32	0	5	3	6	1	-
34	0	5	3	6	1	-
36	0	5	3	-	1	-
38	0	5	3	-	1	-
40	0	5	3	-	1	-
42	0	5	-	-	1	-
45	0	5	-	-	1	-
50	0	5	-	-	1	-
55	0	5	-	-	1	-
60	0	5	-	-	1	-
65	0	5	-	-	1	-
70	0	5	-	-	1	-


max. 2

Set de Implantes IC-6935-20

- Bandeja, vacía IC-6935-21
- Tapa IC-2008-00



		CANTIDAD	REFERENCIA	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa de Húmero Distal Medial			DERECHA		IZQUIERDA
2	85	1	PH-3521-02-2	1	PH-3522-02-2
3	98	1	PH-3521-03-2	1	PH-3522-03-2
5	124	1	PH-3521-05-2	1	PH-3522-05-2
7	150	0 (1)	PH-3521-07-2	0 (1)	PH-3522-07-2
LOQTEQ® Placa de Húmero Distal Dorsolateral					
2	89	1	PH-3531-02-2	1	PH-3532-02-2
3	102	1	PH-3531-03-2	1	PH-3532-03-2
5	128	1	PH-3531-05-2	1	PH-3532-05-2
7	154	0 (1)	PH-3531-07-2	0 (1)	PH-3532-07-2
LOQTEQ® Placa de Húmero Distal Lateral					
2	86	0 (1)	PH-3541-02-2	0 (1)	PH 3542-02-2
3	99	0 (1)	PH-3541-03-2	0 (1)	PH 3542-03-2
5	125	0 (1)	PH-3541-05-2	0 (1)	PH 3542-05-2
7	151	0 (1)	PH-3541-07-2	0 (1)	PH 3542-07-2
LOQTEQ® Placa de Olécranon					
2	86	1	PU-3531-02-2	1	PU-3532-02-2
4	112	1	PU-3531-04-2	1	PU-3532-04-2
6	125	0 (1)	PU-3531-06-2	0 (1)	PU-3532-06-2
8	164	0 (1)	PU-3531-08-2	0 (1)	PU-3532-08-2
LOQTEQ® Dispositivos de Guiado					
LOQTEQ® Placa de Húmero distal Medial		1	IU-8177-01	1	IU-8177-02
LOQTEQ® Placa de Olécranon		1	IU-8178-01	1	IU-8178-02
LOQTEQ® Placa de Húmero Distal Dorsolateral		1	IU-8181-03	1	IU-8181-04
LOQTEQ® Placa de Húmero Distal Lateral		0 (1)	IU-8182-01	0 (1)	IU-8182-02



Set de implantes, modular IC-6935-00*

- Bandeja, vacía
- Tapa
- Rack, vacío

IC-6935-01
IC-2008-00
IC-6935-02

ARTÍCULO	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® - Medidor de profundidad, ø2.7, hasta 70 mm	1	IS-7903-20
LOQTEQ® - Broca ø2.0, L 180mm, acople rápido	2	IU-7420-18
LOQTEQ® - Mango de destornillador dinamométrico 1.5Nm	1	IU-7707-00
LOQTEQ® - Destornillador T8 Duo, con acople rápido	2	IU-7815-56
LOQTEQ® - Doble guía de broca ø2.0/2.5	1	IU-8125-00
LOQTEQ® - Guía de broca marcada hasta L 75mm, azul claro	2	IU-8169-20
LOQTEQ® - Brazo Guía Placa Húmero Distal Medial	1	IU-8179-00

ORIFICIOS	LONGITUD	CANTIDAD	REFERENCIA	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa de Húmero Distal Medial			DERECHA		IZQUIERDA
2	85	1	PH-3521-02-2	1	PH-3522-02-2
3	98	1	PH-3521-03-2	1	PH-3522-03-2

Set de implantes, modular
IC-6935-00
(cont.)



LONGITUD	SK-2512-xx-2	SK-2726-xx-2
	CANTIDAD	CANTIDAD
14	4	8
16	4	8
18	4	8
20	4	8
22	4	8
24	4	8
26	4	8
28	4	8
30	4	8
32	4	8
34	4	8
36	4	8
38	4	8
40	4	8
42	4	8
45	4	8
50	4	8
55	4	8
60	4	8
65	4	8
70	4	8


**Set de implants, modular
IC-6935-40***

- Bandeja vacía IC-6935-41
- Tapa IC-2007-00

ORIFICIOS	LONGITUD	CANTIDAD	REFERENCIA	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa Húmero Distal Lateral			DERECHA		IZQUIERDA
2	86	1	PH-3541-02-2	1	PH-3542-02-2
3	99	1	PH-3541-03-2	1	PH-3542-03-2
5	125	1	PH-3541-05-2	1	PH-3542-05-2
7	151	0 (1)	PH-3541-07-2	0 (1)	PH-3542-07-2

LOQTEQ® Dispositivo de Guiado

LOQTEQ® Húmero Distal Lateral	1	IU-8182-01	1	IU-8182-02
-------------------------------	---	------------	---	------------

OTRAS PLACAS DISPONIBLES

ORIFICIOS	LONGITUD	REFERENCIA	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa Húmero Distal Medial		DERECHA	IZQUIERDA
11	202	PH-3521-11-02	PH-3522-11-2

LOQTEQ® Placa Húmero Distal Dorsolateral

11	206	PH-3531-11-2	PH-3532-11-2
----	-----	--------------	--------------

LOQTEQ® Placa Húmero Distal Lateral

11	205	PH-3541-11-2	PH-3542-11-2
----	-----	--------------	--------------

LOQTEQ® Placa Olecranon

10	190	PU-3531-10-2	PU-3532-10-2
----	-----	--------------	--------------



Set Completo, Estándar IC-6950-00


Instrumental	IC-6950-15
Implantes	IC-6950-20
Rack de Tornillos	IC-6950-30

Set Completo, incluyendo placa XL IC 6950-05

Instrumental	IC-6950-10
Implantes (incluyendo placa XL)	IC-6950-25
Rack de Tornillos	IC-6950-30

Instrumental IC-6950-15/-10

- Bandeja, vacía IC-6950-11
- Tapa IC-2008-00



ARTÍCULO	IC-6950-15	IC-6950-10	REFERENCIA
	CANTIDAD	CANTIDAD	
LOQTEQ® - Doblador de placas de Radio Distal	0 (2)	2	IP-2506-00
LOQTEQ® - Medidor de profundidad para tornillos ø2.5, hasta L 30mm	1	1	IS-7903-30
LOQTEQ® - Broca ø2.0, L 110mm, con acople rápido	2	2	IU-7420-11
LOQTEQ® - Broca ø2.5, L 110mm, con acople rápido	1	1	IU-7425-00
LOQTEQ® - Destornillador T8	1	2	IU-7808-00
LOQTEQ® - Doble guía de broca ø2.0/2.5	1	1	IU-8125-00
LOQTEQ® - Guía de broca de mano	1	1	IU-8165-20
LOQTEQ® - Guía de broca en forma de cono	1 (2)	1 (2)	IU-8165-21
LOQTEQ® - Guía de broca marcada hasta 28 mm	2	2	IU-8165-22
LOQTEQ® - Guía de broca con punta roscada	2	2	IU-8165-23
LOQTEQ® - Guía de broca con punta roscada	0 (2)	0 (2)	IU-8165-24
LOQTEQ® - Aguja Kirschner con punta de trócar, ø1.4, L 150mm	10	10	NK-0014-15
LOQTEQ® - Caja para agujas kirschner L 150mm	1	1	IC 0006-15

Implantes, Estándar
IC-6950-20




Implantes, incluye placas XL
IC-6950-25



ARTÍCULO	IC-6925-20 CANTIDAD	IC-6925-25 CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® - Bandeja de Instrumental, vacío	1	1	IC-6950-26
LOQTEQ® Placa Volar de Radio Distal 2.5, estrecha, 3 orificios, L 46, R	1	1	PR-2511-03-2
LOQTEQ® Placa Volar de Radio Distal 2.5, estrecha, 4 orificios, L 54, R	1	1	PR-2511-04-2
LOQTEQ® Placa Volar de Radio Distal 2.5, estrecha, 5 orificios, L 62, R	1	1	PR-2511-05-2
LOQTEQ® Placa Volar de Radio Distal 2.5, estrecha, XL, L 120, R	0 (1)	1	PR-2511-11-2
LOQTEQ® Placa Volar de Radio Distal 2.5, estrecha, 3 orificios, L 46, L	1	1	PR-2512-03-2
LOQTEQ® Placa Volar de Radio Distal 2.5, estrecha, 4 orificios, L 54, L	1	1	PR-2512-04-2
LOQTEQ® Placa Volar de Radio Distal 2.5, estrecha, 5 orificios, L 62, L	1	1	PR-2512-05-2
LOQTEQ® Placa Volar de Radio Distal 2.5, estrecha, XL, L 120, L	0 (1)	1	PR-2512-11-2
LOQTEQ® Placa Volar de Radio Distal 2.5, ancha, 3 orificios, L 46mm, R	1	1	PR-2521-03-2
LOQTEQ® Placa Volar de Radio Distal 2.5, ancha, 4 orificios, L 54, R	1	1	PR-2521-04-2
LOQTEQ® Placa Volar de Radio Distal 2.5, ancha, 5 orificios, L 62, R	1	1	PR-2521-05-2
LOQTEQ® Placa Volar de Radio Distal 2.5, ancha, 3 orificios, L 46, L	1	1	PR-2522-03-2
LOQTEQ® Placa Volar de Radio Distal 2.5, ancha, 4 orificios, L 54, L	1	1	PR-2522-04-2
LOQTEQ® Placa Volar de Radio Distal 2.5, ancha, 5 orificios, L 62, L	1	1	PR-2522-05-2
LOQTEQ® Placa de Radio Distal Recta 2.5, 6 orificios, L 58mm	0 (1)	1	PR-2540-06-2
LOQTEQ® Placa de Radio Distal en L, 2/4 orificios, L 49, Derecha	0 (1)	1	PR-2541-06-2
LOQTEQ® Placa de Radio Distal en L 2/4 orificios, L 49, Izquierda	0 (1)	1	PR-2542-06-2
LOQTEQ® Placa de Cúbito 2.5, 8 orificios, L 46mm	0 (1)	1	PR-2545-08-2
LOQTEQ® Placa de Gancho para cúbito distal 2.5, L 42mm	0 (1)	0	PR-2550-06-2
Tornillo de fijación de dispositivo de guiado	4	6	IU-8172-10
LOQTEQ® - Dispositivo de Guiado placa estrecha, derecha	1	1	IU-8172-11
LOQTEQ® - Dispositivo de Guiado, placa estrecha, izquierda	1	1	IU-8172-12
LOQTEQ® - Dispositivo de Guiado, placa ancha, derecha	1	1	IU-8172-21
LOQTEQ® - Dispositivo de Guiado, placa ancha, izquierda	1	1	IU-8172-22
LOQTEQ® - Dispositivo de Guiado, placa XL, derecha	0 (1)	1	IU-8172-31
LOQTEQ® - Dispositivo de Guiado, placa XL, izquierda	0 (1)	1	IU-8172-32






SK-2530-XX-2

LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD
10	3	5
12	3	5
14	3	5
16	3	5
18	3	5
20	3	5
22	3	5
24	3	5
26	-	5
28	-	5

Set de Implantes Tibia Proximal	IC-6936-50
Set de Implantes de Tibia Distal	IC-6937-00
Set de Implantes de Tibia Distal y Peroné	IC-6937-50
Set de Implantes de Peroné Distal	IC-6937-60



ORIFICIOS	LONGITUD	CANTIDAD	REFERENCIA	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa Tibia Proximal Lateral			DERECHA		IZQUIERDA
7	113	1	PA-3541-07-2	1	PA-3542-07-2
9	149	1	PA-3541-09-2	1	PA-3542-09-2
12	185	1	PA-3541-12-2	1	PA-3542-12-2

LOQTEQ® Placa Tibia Proximal Medial					
3	58	1	PA-3551-03-2	1	PA-3552-03-2
6	112	1	PA-3551-06-2	1	PA-3552-06-2

LOQTEQ® Dispositivo de Guiado

Placa Tibia Proximal Medial	1	IU-8186-01	1	IU-8186-02
Placa Tibia Proximal Lateral	1	IU-8187-01	1	IU-8187-02


Tornillo Fijación Guía Brocado	4	IU-8176-03
--------------------------------	---	------------

OTRAS PLACAS DISPONIBLES

ORIFICIOS	LONGITUDES	REFERENCIA	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa Tibia Proximal Lateral		DERECHA	IZQUIERDA
5	95	PA-3541-05-2	PA-3542-05-2
15	221	PA-3541-15-2	PA-3542-15-2
17	257	PA-3541-17-2	PA-3542-17-2

LOQTEQ® Placa Tibia Proximal Medial			
10	164	PA-3551-10-2	PA-3552-10-2

* Usarlo siempre en combinación con los pequeños fragmentos!
(Instrumental y Tornillos, ver página 7)




	SK 3514-xx-2	SK 3526-xx-2
LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD
75	4	4
80	4	4
85	4	4
90	4	4

► Bandeja, vacía


IC-6937-01

► Tapa

IC-2008-00



ORIFICIOS	LONGITUD	CANTIDAD	REFERENCIA	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa Tibia Distal Anterolateral			DERECHA		IZQUIERDA
6	105	1	PA-3521-06-2	1	PA-3522-06-2
8	131	1	PA-3521-08-2	1	PA-3522-08-2
10	157	1	PA-3521-10-2	1	PA-3522-10-2
12	183	0 (1)	PA-3521-12-2	0 (1)	PA 3522-12-2
LOQTEQ® Placa Tibia Distal Medial					
4	120	1	PA-3531-04-2	1	PA-3532-04-2
6	146	1	PA-3531-06-2	1	PA-3532-06-2
8	172	1	PA-3531-08-2	1	PA-3532-08-2
10	198	0 (1)	PA-3531-10-2	0 (1)	PA 3532-10-2
LOQTEQ® Placa 1/3 Tubo					
5	64			1	PG-3553-05-2
6	76			1	PG-3553-06-2
7	88			1	PG-3553-07-2
8	100			1	PG-3553-08-2
LOQTEQ® Dispositivos de Guiado					
Placa Tibia Distal Medial 3.5		1	IU-8174-01	1	IU-8174-02
Placa Tibia Distal Anterolateral 3.5		1	IU-8188-01	1	IU-8188-02
Tornillo Fijación Dispositivo de Guiado				4	IU-8176-03



Set de Implantes, modular IC-6937-50*

- Bandeja, empty IC-6937-51
- Tapa IC-2008-00

ORIFICIOS	LONGITUD	CANTIDAD	REFERENCIA	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa Tibia Distal Anterolateral			DERECHA		IZQUIERDA
6	105	1	PA-3521-06-2	1	PA-3522-06-2
8	131	1	PA-3521-08-2	1	PA-3522-08-2
10	157	1	PA-3521-10-2	1	PA-3522-10-2
12	183	0 (1)	PA-3521-12-2	0 (1)	PA-3522-12-2
LOQTEQ® Placa Tibia Distal Medial					
4	120	1	PA-3531-04-2	1	PA-3532-04-2
6	146	1	PA-3531-06-2	1	PA-3532-06-2
8	172	1	PA-3531-08-2	1	PA-3532-08-2
10	198	0 (1)	PA-3531-10-2	0 (1)	PA-3532-10-2
LOQTEQ® Placa Peroné Distal					
3	75	1	PA-3561-03-2	1	PA-3562-03-2
4	87	1	PA-3561-04-2	1	PA-3562-04-2
6	111	1	PA-3561-06-2	1	PA-3562-06-2
LOQTEQ® Dispositivo de Guiado					
Placa Tibia Distal		1	IU-8174-01	1	IU-8174-02
Placa Tibia Distal Lateral		1	IU-8188-01	1	IU-8188-02
Placa Peroné Distal		1	IU-8191-01	1	IU-8191-02
Tornillo de fijación de Dispositivo de Peroné Distal				2	IU-8191-03
Tornillo de fijación				4	IU-8176-03

OTRAS PLACAS DISPONIBLES

ORIFICIOS	LONGITUD	REFERENCIA	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa Tibia Distal Anterolateral		DERECHA	IZQUIERDA
4	79	PA-3521-04-2	PA-3522-04-2
14	209	PA-3521-14-2	PA-3522-14-2
16	235	PA-3521-16-2	PA-3522-16-2
LOQTEQ® Placa Tibia Distal Medial			
3	107	PA 3531-03-2	PA 3532-03-2
12	224	PA 3531-12-2	PA 3532-12-2
14	250	PA 3531-14-2	PA 3532-14-2

* Usar siempre en combinación con el set de Pequeños Fragmentos!
(Instrumental y tornillos, ver página 7)


Set de implantes, modular IC-6937-60*

- Bandeja, empty IC-6937-61
- Tapa IC-2007-00



ORIFICIOS	LONGITUD	CANTIDAD	REFERENCIA	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa de Peroné Distal			DERECHA		IZQUIERDA
3	75	1	PA-3561-03-2	1	PA-3562-03-2
4	87	1	PA-3561-04-2	1	PA-3562-04-2
6	111	1	PA-3561-06-2	1	PA-3562-06-2
8	135	0 (1)	PA-3561-08-2	0 (1)	PA-3562-08-2
10	159	0 (1)	PA-3561-10-2	0 (1)	PA-3562-10-2
LOQTEQ® Dispositivo de Guiado					
Placa de Peroné		1	IU-8191-01	1	IU-8191-02
Tornillo de Fijación Placa de Peroné Distal				2	IU-8191-03

* Usar siempre en combinación con el set de Pequeños Fragmentos!



Set de Instrumental
IC-6950-40

- Bandeja, vacía
- Tapa

IC-6950-41

IC-2008-00

ARTÍCULO	CANTIDAD	REFERENCIA
Pinza de Reducción, L 135mm	2	IU-2506-00
Pinza de Reducción, L 200mm	1	IU-2507-00
Pinza de Reducción con Dientes, L 145mm	2	IU-2515-00
Elevador Hohmann 6x160mm	2	IU-2602-00
Disector	1	IU-6000-00
Elevador óseo curvado, ancho 6mm	1	IU-6010-00
Elevador óseo curvado, ancho 3mm	1	IU-6012-00

LOQTEQ® Grandes Fragmentos	42
LOQTEQ® Set de Grandes Fragmentos 4.5	43
• Set de instrumental, Bandeja A	44
• Rack de Tornillos	45
• Set de Instrumental MIS, Bandeja B	46
• Set de implantes, Bandeja C	47
LOQTEQ® Set de Placa Periprotésica 4.5	49
• Set Básico	50
• Rack de Tornillos	51
• Set de Implantes	52
LOQTEQ® Placas de Osteotomía 4.5	53
• Set Completo	54
• Rack Tornillos	55
Instrumental de Retirada	56
Pequeños Fragmentos	56
Grandes Fragmentos	56
Listado de Tornillos	57
Pequeños Fragmentos	58
Grandes Fragmentos	60

Set de Instrumental, Bandeja A	IC-6944-15
Set de Instrumental, Bandeja B (MIS)	IC-6944-25
Set de Implantes, Bandeja C	IC-6944-40
Rack de Tornillos	IC-6944-35


Set de instrumental, Bandeja A IC-6944-15



- Bandeja, vacía
- Tapa

IC-6944-16
IC-2008-00

ARTICULO	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® - Medidor de profundidad para tornillos ø4.5	1	IS 7905-20
LOQTEQ®- Broca ø3.2, L 195mm, acople rápido	1	IU-7432-30
LOQTEQ® - Broca ø3.8, L 180mm, acople rápido	1	IU-7438-18
LOQTEQ® - Broca ø3.8, L 250mm, acople rápido	2	IU-7438-25
LOQTEQ® - Broca ø4.5, L 145mm, acople rápido	1	IU-7445-00
LOQTEQ® - Mango de destornillador canulado, acople rápido	1	IU-7706-00
LOQTEQ®- Mango Dinamométrico 3.5Nm	1	IU-7707-35
LOQTEQ® - Avellanador para tornillos corticales ø4.5	1	IU-7745-00
LOQTEQ® - Destornillador Duo, T25, acople rápido	2	IU-7835-56
LOQTEQ® - Doble guía de broca ø3.2/4.5, con mango	1	IU-8117-50
LOQTEQ® - Guía de compresión 1mm	1	IU-8167-01
LOQTEQ® - Guía de compresión 2mm	1	IU-8167-02
LOQTEQ® - Inserto para guía de compresión	1	IU-8167-05
LOQTEQ® - Guía de broca para orificio ovalado, roja	2	IU-8167-10
LOQTEQ® - Guía para aguja Kirschner ø2.0	2	IU-8167-15
LOQTEQ® - Guía de broca para orificio redondo, azul	2	IU-8167-20
LOQTEQ® - Dispositivo de Guiado Placa Tibia Proximal Lateral 4.5, Dcha	1	IU-8173-01
LOQTEQ® - Dispositivo de Guiado Placa Tibia Proximal Lateral 4.5, Izda	1	IU-8173-02
LOQTEQ® - Tornillo Fijación Dispositivo de Guiado T25	2	IU-8176-04
LOQTEQ® - Dispositivo de Guiado Fémur Distal, Dcha	1	IU-8189-01
LOQTEQ® - Dispositivo de Guiado Fémur Distal, Izda	1	IU-8189-02
LOQTEQ® - Tornillo Fijación Dispositivo de Guiado Fémur Distal	1	IU-8189-03
LOQTEQ® - Guía para Tornillos 4.5, azul	1	IU-8210-45
LOQTEQ® - Guía para tornillos 4.5, roja	1	IU-8220-45
LOQTEQ® - Aguja Kirschner con punta de trócar, ø2.0, L 250mm	5	NK-0020-25



Rack Tornillos IC-6944-35

► Rack, vacío IC-6944-36



SK 4514-xx-2



SK 4525-xx-2



SK 4526-xx-2




SK 4527-xx-2

LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
12	-	-	-	5
14	-	-	-	5
16	-	-	-	5
18	-	-	-	0
20	3	5	-	-
22	3	5	-	-
24	3	5	-	-
26	3	5	-	-
28	3	5	-	-
30	3	5	5	-
32	3	5	5	-
34	3	5	5	-
36	3	5	5	-
38	3	5	5	-
40	3	5	5	-
42	3	5	5	-
45	3	5	5	-
50	3	5	5	-
55	3	5	5	-
60	3	5	5	-
65	3	5	5	-
70	3	5	5	-
75	3	5	5	-
80	3	5	5	-
85	3	5	5	-

max. 4

max. 5


Set de Instrumental MIS, Bandeja B IC-6944-25*



- Bandeja, vacía IC-6944-26
- Tapa IC-2008-00

ARTÍCULO	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® - Legra larga curvada	1	IU-6020-00
LOQTEQ® - Broca ø3.2, L 310mm, acople rápido	1	IU-7432-33
LOQTEQ® - Broca ø3.8, L 310mm, acople rápido	2	IU-7438-33
LOQTEQ® - Destornillador Duo Largo T25, acople rápido	2	IU-7835-60
LOQTEQ® - Medidor de profundidad Fémur Distal 4.5	1	IU-7940-00
LOQTEQ® - Guía para aguja Kirschner ø2.0, larga	2	IU-8167-17
LOQTEQ® - Guía de broca larga para orificio ovalado, rojo	2	IU-8167-40
LOQTEQ® - Guía de broca lara para orificio redondo, azul	4	IU-8167-50
LOQTEQ® - Guía externa, izquierda	1	IU-8175-01
LOQTEQ® - Guía externa, derecha	1	IU-8175-02
LOQTEQ® - Perno de estabilización guía externa	1	IU-8175-05
LOQTEQ® - Tuerca de Fijación para Perno de Estabilización	1	IU-8175-06
LOQTEQ® - Marking plug for targeting frame LOQTEQ® DF 4.5	10	IU-8175-07
LOQTEQ® - Marking plug for handle of targeting frame LOQTEQ® DF 4.5	5	IU-8175-08
LOQTEQ® - Targeting frame LOQTEQ® DF 4.5, left	1	IU-8175-11
LOQTEQ® - Handle for targeting frame LOQTEQ® DF 4.5, left	1	IU-8175-12
LOQTEQ® - Protector de tejidos blandos, largo	3	IU-8175-20
LOQTEQ® - Trocar	1	IU-8175-40
LOQTEQ® - Aguja Kirschner con punta de trócar ø2.0, L 310mm	5	NK-0020-31

* sólo en combinación con las placas de fémur distal!



Set de Implantes, Bandeja C IC-6944-40

► Bandeja, vacía

IC-6944-41

► Tapa

IC-2008-00

ORIFICIOS	LONGITUD	CANTIDAD	REFERENCIA	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa de Tibia Proximal Lateral 4.5			DERECHA		IZQUIERDA
3/6	113	1	PA-4531-06-2	1	PA 4532-06-2
3/8	149	1	PA-4531-08-2	1	PA 4532-08-2
3/10	185	1	PA-4531-10-2	1	PA 4532-10-2
LOQTEQ® Placa de Fémur Distal Lateral 4.5					
7/7	207	1	PF-4510-07-2	1	PF-4511-07-2
7/9	243	1	PF-4510-09-2	1	PF-4511-09-2
7/11	279	1	PF-4510-11-2	1	PF-4511-11-2
7/13	314	1	PF-4510-13-2	1	PF-4511-13-2
LOQTEQ® Placa Recta Estrecha 4.5					
9	162			1	PG-4555-09-2
10	180			1	PG-4555-10-2
12	216			1	PG-4555-12-2
LOQTEQ® Placa Recta Ancha 4.5					
9	168			1	PG-4556-09-2
10	186			1	PG-4556-10-2
12	222			1	PG-4556-12-2

Set de implantes, Bandeja C IC-6944-40 (contd.)

OTRAS PLACAS DISPONIBLES

ORIFICIOS	LONGITUD	REFERENCIA	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa Tibia Proximal Lateral 4.5		DERECHA	IZQUIERDA
3/5	95	PA-4531-05-2	PA-4532-05-2
3/12	221	PA-4531-12-2	PA-4532-12-2
3/14	257	PA-4531-14-2	PA-4532-14-2

LOQTEQ® Placa de Fémur Distal Lateral 4.5

7/4	153	PF-4510-04-2	PF-4511-04-2
7/15	350	PF-4510-15-2	PF-4511-15-2
7/17	386	PF-4510-17-2	PF-4511-17-2

LOQTEQ® Placa Estrecha 4.5


4	72	PG-4555-04-2
5	90	PG-4555-05-2
6	108	PG-4555-06-2
7	126	PG-4555-07-2
8	144	PG-4555-08-2
11	198	PG-4555-11-2
14	252	PG-4555-14-2
16	288	PG-4555-16-2

LOQTEQ® Placa Ancha 4.5

6	115	PG-4556-06-2
7	133	PG-4556-07-2
8	150	PG-4556-08-2
11	204	PG-4556-11-2
14	257	PG-4556-14-2
16	293	PG-4556-16-2
18	328	PG-4556-18-2

Set de instrumental	IC-6980-00
Set de implantes, Bandeja C	IC-6980-20
Rack de Tornillos	IC-6980-03


Set básico IC-6980-00



- Bandeja, vacía IC-6980-01
- Tapa IC-2008-00
- Rack Tornillos, vacío IC-6980-03

ARTÍCULO	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® - Medidor de profundidad para tornillos ø3.5, hasta L 90mm	1	IS-7904-20
LOQTEQ® - Medidor de profundidad para tornillos ø4.5, hasta L 100mm	1	IS-7905-20
LOQTEQ® - Pinzas para inserción de bisagras	1	IU-2530-00
LOQTEQ® - Pinzas para inserción de botones de cerclaje	1	IU-2540-00
LOQTEQ® - Broca ø2.7, L 200mm, con acople rápido (azul)	3	IU-7427-20
LOQTEQ® - Broca ø3.2, L 195mm, con acople rápido	1	IU-7432-30
LOQTEQ® - Broca ø3.8, L 220mm, con acople rápido (rojo)	2	IU-7438-22
LOQTEQ® - Broca ø4.5, L 145mm, con acople rápido	1	IU-7445-00
LOQTEQ® - Mango canulado, con acople rápido	1	IU-7706-00
LOQTEQ® - Mango con acople rápido, dinamométrico 2.0Nm	1	IU-7707-20
LOQTEQ® - Mango con acople rápido, dinamométrico 3.5Nm	1	IU-7707-35
LOQTEQ® - Destornillador Duo T15, con acople rápido	2	IU-7825-56
LOQTEQ® - Destornillador Duo T25, con acople rápido	2	IU-7835-56
LOQTEQ® - Regla para Fémur Distal/PP	1	IU-7902-00
LOQTEQ® - Doble guía de brocas ø3.2/4.5, con mango	1	IU-8117-50
LOQTEQ® - Guía de broca de mano con mango, 0° a 15°, larga	1	IU-8166-61
LOQTEQ® - Guía de broca cónica 0° a 15°	2	IU-8166-70
LOQTEQ® - Guía de compresión de hasta 2mm	1	IU-8167-03
LOQTEQ® - Inserto para guía de compresión	1	IU-8167-05
LOQTEQ® - Guía de Broca para orificio ovalado, rojo	2	IU-8167-10
LOQTEQ® - Protector de aguja ø2.0	2	IU-8167-15
LOQTEQ® - Anillo de medición GF	1	IU-8184-03
LOQTEQ® - Dispositivo de guiado Placa de Fémur Distal, Derecha	1	IU-8189-01
LOQTEQ® - Dispositivo de guiado Placa de Fémur Distal, Izquierda	1	IU-8189-02
LOQTEQ® - Tornillo de fijación Dispositivo de Guiado Fémur Distal	1	IU-8189-03
LOQTEQ® - Guía de Inserción para tornillos, rojos	1	IU-8220-45
LOQTEQ® - Caja para agujas Kirschner, L 250mm	1	IC-0006-25
LOQTEQ® - Aguja Kirschner con punta de trócar, ø2.0, L 250mm	10	NK-0020-25

Rack de Tornillos



SK-3526-xx-2*



SK 4514-xx-2



SK 4525-xx-2



SK 4527-xx-2


LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
12	-	-	-	4
14	5	-	-	4
16	5	-	-	4
18	5	-	-	4
20	5	2	5	-
22	5	2	5	-
24	5	2	5	-
26	5	2	5	-
28	5	2	5	-
30	5	2	5	-
32	5	2	5	-
34	5	2	5	-
36	5	2	5	-
38	5	2	5	-
40	5	2	5	-
45	5	2	5	-
50	5	2	5	-
55	-	2	5	-
60	-	2	5	-
65	-	2	5	-
70	-	2	5	-
75	-	2	5	-
80	-	2	5	-
85	-	2	5	-

* Para uso solamente con las bisagras !

Set de Implantes de Periprotésica IC-6980-20

► Bandeja, vacía con tapa

IC-6980-21*



ARTÍCULO	CANTIDAD**	REFERENCIA
LOQTEQ® - Bisagra para Placa Periprotésica, 2 pcs./paquete, Titanium	6	PA-3580-00-2
LOQTEQ® - Botón de cerclaje, 2 pcs./paquete, Titanio	2	SK-4580-00-2

ORIFICIOS	LONGITUD	CANTIDAD	REFERENCIA	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa Fémur distal Lateral Periprotésica			DERECHA		IZQUIERDA
9	243	1	PF-4520-09-2	1	PF-4521-09-2
11	279	1	PF-4520-11-2	1	PF-4521-11-2
13	314	1	PF-4520-13-2	1	PF-4521-13-2
15	350	1	PF-4520-15-2	1	PF-4521-15-2
17	386	1	PF-4520-17-2	1	PF-4521-17-2


*contiene		REFERENCIA
Mini Bandeja vacía con tapa para bisagras	1	IC-6980-22
Mini Bandeja vacía con tapa, para botones de cerclaje	1	IC-6980-23

** Por favor, tenga en cuenta lo siguiente al hacer el pedido → 1 pack = 2 pcs.

Set Completo	IC-4500-30
Rack de Tornillos	IC-4500-04

Set Completo IC-4500-30

- Bandeja, vacío IC-4500-31
- Tapa IC-2008-00
- Rack, vacío IC-4500-04



ARTÍCULO	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® - Medidor de profundidad para tornillos ø4.5-6.5, hasta L 100mm	1	IS 7905-20
LOQTEQ® - Pinzas distractoras, L 280mm	0 (1)	IU-2503-00
LOQTEQ® - Escoplo 15mm	1	IU-3000-15
LOQTEQ® - Escoplo, 20mm	2	IU-3000-20
LOQTEQ® - Broca ø3.2, L 195mm, acople rápido	1	IU-7432-30
LOQTEQ® - Broca ø3.8, L 200mm, acople rápido	1	IU-7438-20
LOQTEQ® - Mango de destornillador canulado, acople rápido	1	IU-7706-00
LOQTEQ® - Mango dinamométrico con acople rápido 3.5 Nm	1	IU-7707-35
LOQTEQ® - Destornillador Duo, T25, con acople rápido	2	IU-7835-56
LOQTEQ® - Medidor de profundidad para aguja Kirschner 2.5, L 200mm	1	IU-7925-20
LOQTEQ® - Medidor de ángulo de osteotomía	1	IU-7960-00
LOQTEQ® - Medidor de ángulo de osteotomía para osteotomía de cierre	0 (1)	IU-7970-00
LOQTEQ® - Tornillo Espaciador (tornillo verde)	4 (6)	IU-7972-00
LOQTEQ® - Barra alineadora externa, L 30cm (min. 3 barras)	0 (4)	IU-7973-00
LOQTEQ® - Guía de compresión variable, hasta 2mm	0 (1)	IU-8167-03
LOQTEQ® - Guía de Aguja Kirschner	2	IU-8167-15
LOQTEQ® - Guía de Broca para orificio redondo, azul	3	IU-8167-20
LOQTEQ® - Inserto para guía de compresión, orificio ovalado	0 (1)	IU-8167-45
LOQTEQ® - Tornillo de Fijación para dispositivo de guiado	3	IU-8176-04
LOQTEQ® - Dispositivo de guiado para placa de Osteotomía	1	IU-8184-01
LOQTEQ® - Anillo de medicion, GF	1	IU-8184-03
LOQTEQ® - Dispositivo de guiado, placa de Osteotomía de Fémur, Dcha	1	IU-8185-01
LOQTEQ® - Dispositivo de guiado, placa de Osteotomía de Fémur, Izda	1	IU-8185-02
LOQTEQ® - Guía de broca paralela para aguja Kirchner ø2.5	1	IU-8188-25
LOQTEQ® - Guía para tornillos largos, azul	1	IU-8210-45
LOQTEQ® - Aguja Kirschner con punta de trócar. ø2.0, L 250mm	10	NK-0020-25
LOQTEQ® - Aguja Kirschner con punta de trócar. ø2.5, L 200mm	10	NK-0025-20
LOQTEQ® - Caja para agujas Kirschner L 200mm	1	IC-0006-20
LOQTEQ® - Caja para agujas Kirschner L 250mm	1	IC-0006-25

ORIFICIOS	LONGITUD	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa de Osteotomía de Tibia 4.5			
6	95	1	PO-4560-01-2

ORIFICIOS	LONGITUD	CANTIDAD	REFERENCIA	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® Placa de Osteotomía de Fémur 4.5			DERECHA	IZQUIERDA	
8	111	1	PO-4561-01-2	1	PO-4562-01-2



Rack de Tornillos



SK 4526-xx-2



SK 4525-xx-2*



SK 4514-xx-2

LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
12	-	-	-
14	-	-	-
16	-	-	-
18	3	2	-
20	3	2	-
22	3	2	-
24	3	2	-
26	3	-	-
28	3	-	-
30	3	-	2
32	3	-	2
34	3	-	2
36	3	-	2
38	3	-	2
40	3	-	2
42	3	-	-
45	3	-	2
50	4	-	2
55	4	-	-
60	4	-	-
65	4	-	-
70	4	-	-
75	4	-	-
80	4	-	-
85	4	-	-

* Sólo para utilizar en combinación con la Placa de Osteotomía de Fémur para el cierre de la osteotomía.

Set de Destornilladores para retirada de tornillos ø2.5-6.5 IC-6900-00

- Bandeja, vacía IC-6900-01
- Tapa IC-2007-00

ARTÍCULO	CANTIDAD	REFERENCIA
LOQTEQ® Pequeños Fragmentos		
LOQTEQ® - Destornillador Retirada T8	1	IU-7811-08
LOQTEQ® - Destornillador Retirada, T15	1	IU-7811-15
LOQTEQ® - Destornillador Duo, T8, acople rápido	1	IU-7815-56
LOQTEQ® - Destornillador Duo, T15, acople rápido	1	IU-7825-56
LOQTEQ® - Destornillador Hexagonal, ø2.5, acople rápido	1	IU-7825-00
LOQTEQ® - Destornillador Hexagonal, ø2.5, mango redondo	1	IU-7841-00
LOQTEQ® Grandes Fragmentos		
LOQTEQ® - Destornillador Retirada T25	1	IU-7811-25
LOQTEQ® - Destornillador Duo T25, acople rápido	1	IU-7835-56
LOQTEQ® - Destornillador Hexagonal, ø3.5, acople rápido	1	IU-7835-00
LOQTEQ® - Destornillador Hexagonal, ø3.5, mango redondo	1	IU-7865-00

Todos los destornilladores incluidos en el set, se pueden pedir individualmente.

Los destornilladores incluidos en los sets para fracturas son autoretentivos. Los destornilladores listados más arriba para la retirada están recomendados para la retirada de los tornillos, ya que logran la máxima profundidad de inserción en la cabeza del tornillo. Siempre se usa un destornillador con mango para aflojar los tornillos. Posteriormente, se puede utilizar un motor para finalizar la retirada del tornillo.

Pequeños Fragmentos

Grandes Fragmentos

Tornillo cortical 2.5, T8 (dorado)



L 10	SK-2512-10-2
L 12	SK-2512-12-2
L 14	SK-2512-14-2
L 16	SK-2512-16-2
L 18	SK-2512-18-2
L 20	SK-2512-20-2
L 22	SK-2512-22-2
L 24	SK-2512-24-2
L 26	SK-2512-26-2
L 28	SK-2512-28-2
L 30	SK-2512-30-2
L 32	SK-2512-32-2
L 34	SK-2512-34-2
L 36	SK-2512-36-2
L 38	SK-2512-38-2
L 40	SK-2512-40-2
L 42	SK-2512-42-2
L 45	SK-2512-45-2
L 50	SK-2512-50-2
L 55	SK-2512-55-2
L 60	SK-2512-60-2
L 65	SK-2512-65-2
L 70	SK-2512-70-2

LOQTEQ® Tornillo Cortical Bloqueado 2.5, T8 (verde)



L 10	SK-2530-10-2
L 12	SK-2530-12-2
L 14	SK-2530-14-2
L 16	SK-2530-16-2
L 18	SK-2530-18-2
L 20	SK-2530-20-2
L 22	SK-2530-22-2
L 24	SK-2530-24-2
L 26	SK-2530-26-2
L 28	SK-2530-28-2

LOQTEQ® Tornillo Cortical Bloqueado 2.7, T8 (azul claro)



L 10	SK-2726-10-2
L 12	SK-2726-12-2
L 14	SK-2726-14-2
L 16	SK-2726-16-2
L 18	SK-2726-18-2
L 20	SK-2726-20-2
L 22	SK-2726-22-2
L 24	SK-2726-24-2
L 26	SK-2726-26-2
L 28	SK-2726-28-2
L 30	SK-2726-30-2
L 32	SK-2726-32-2
L 34	SK-2726-34-2
L 36	SK-2726-36-2
L 38	SK-2726-38-2
L 40	SK-2726-40-2
L 42	SK-2726-42-2
L 45	SK-2726-45-2
L 50	SK-2726-50-2
L 55	SK-2726-55-2
L 60	SK-2726-60-2
L 65	SK-2726-65-2
L 70	SK-2726-70-2

Tornillo Cortical 3.5, T15 (dorado)



L 10	SK-3514-10-2
L 12	SK-3514-12-2
L 14	SK-3514-14-2
L 16	SK-3514-16-2
L 18	SK-3514-18-2
L 20	SK-3514-20-2
L 22	SK-3514-22-2
L 24	SK-3514-24-2
L 26	SK-3514-26-2
L 28	SK-3514-28-2
L 30	SK-3514-30-2
L 32	SK-3514-32-2
L 34	SK-3514-34-2
L 36	SK-3514-36-2
L 38	SK-3514-38-2
L 40	SK-3514-40-2
L 42	SK-3514-42-2
L 45	SK-3514-45-2
L 50	SK-3514-50-2
L 55	SK-3514-55-2
L 60	SK-3514-60-2
L 65	SK-3514-65-2
L 70	SK-3514-70-2
L 75	SK-3514-75-2
L 80	SK-3514-80-2
L 85	SK-3514-85-2
L 90	SK-3514-90-2

LOQTEQ® Tornillo Combi 3.5, T15, (rojo)



L 10	SK-3525-10-2
L 12	SK-3525-12-2
L 14	SK-3525-14-2
L 16	SK-3525-16-2
L 18	SK-3525-18-2
L 20	SK-3525-20-2
L 22	SK-3525-22-2
L 24	SK-3525-24-2
L 26	SK-3525-26-2
L 28	SK-3525-28-2
L 30	SK-3525-30-2
L 32	SK-3525-32-2
L 34	SK-3525-34-2
L 36	SK-3525-36-2
L 38	SK-3525-38-2
L 40	SK-3525-40-2
L 42	SK-3525-42-2
L 44	SK-3525-44-2
L 45	SK-3525-45-2
L 50	SK-3525-50-2
L 55	SK-3525-55-2
L 60	SK-3525-60-2
L 65	SK-3525-65-2
L 70	SK-3525-70-2

LOQTEQ® Tornillo Ángulo Estable 3.5, T15 (azul)



L 10	SK-3526-10-2
L 12	SK-3526-12-2
L 14	SK-3526-14-2
L 16	SK-3526-16-2
L 18	SK-3526-18-2
L 20	SK-3526-20-2
L 22	SK-3526-22-2
L 24	SK-3526-24-2
L 26	SK-3526-26-2
L 28	SK-3526-28-2
L 30	SK-3526-30-2
L 32	SK-3526-32-2
L 34	SK-3526-34-2
L 36	SK-3526-36-2
L 38	SK-3526-38-2
L 40	SK-3526-40-2
L 42	SK-3526-42-2
L 45	SK-3526-45-2
L 50	SK-3526-50-2
L 55	SK-3526-55-2
L 60	SK-3526-60-2
L 65	SK-3526-65-2
L 70	SK-3526-70-2
L 75	SK-3526-75-2
L 80	SK-3526-80-2
L 85	SK-3526-85-2
L 90	SK-3526-90-2

LOQTEQ® Tornillo Esponjosa 3.8, T15 (verde oscuro)



L 28	SP-3825-28-2
L 30	SP-3825-30-2
L 32	SP-3825-32-2
L 34	SP-3825-34-2
L 36	SP-3825-36-2
L 38	SP-3825-38-2
L 40	SP-3825-40-2
L 42	SP-3825-42-2
L 44	SP-3825-44-2
L 46	SP-3825-46-2
L 48	SP-3825-48-2
L 50	SP-3825-50-2
L 52	SP-3825-52-2
L 54	SP-3825-54-2
L 56	SP-3825-56-2
L 58	SP-3825-58-2
L 60	SP-3825-60-2

Tornillo Esponjosa 4.0, T15 (Rosca Parcial)



L 10	TL 5	SP-4030-10-2
L 12	TL 5	SP-4030-12-2
L 14	TL 5	SP-4030-14-2
L 16	TL 6	SP-4030-16-2
L 18	TL 7	SP-4030-18-2
L 20	TL 8	SP-4030-20-2
L 22	TL 9	SP-4030-22-2
L 24	TL 10	SP-4030-24-2
L 26	TL 12	SP-4030-26-2
L 28	TL 14	SP-4030-28-2
L 30	TL 14	SP-4030-30-2
L 32	TL 14	SP-4030-32-2
L 34	TL 14	SP-4030-34-2
L 36	TL 14	SP-4030-36-2
L 38	TL 14	SP-4030-38-2
L 40	TL 14	SP-4030-40-2
L 42	TL 15	SP-4030-42-2
L 45	TL 15	SP-4030-45-2
L 50	TL 15	SP-4030-50-2
L 55	TL 16	SP-4030-55-2
L 60	TL 16	SP-4030-60-2
L 65	TL 16	SP-4030-65-2
L 70	TL 16	SP-4030-70-2
L 75	TL 16	SP-4030-75-2
L 80	TL 16	SP-4030-80-2
L 85	TL 16	SP-4030-85-2

Tornillo Esponjosa 4.0, T15 (Rosca Completa)



L 10	SP-4035-10-2
L 12	SP-4035-12-2
L 14	SP-4035-14-2
L 16	SP-4035-16-2
L 18	SP-4035-18-2
L 20	SP-4035-20-2
L 22	SP-4035-22-2
L 24	SP-4035-24-2
L 26	SP-4035-26-2
L 28	SP-4035-28-2
L 30	SP-4035-30-2
L 32	SP-4035-32-2
L 34	SP-4035-34-2
L 36	SP-4035-36-2
L 38	SP-4035-38-2
L 40	SP-4035-40-2
L 42	SP-4035-42-2
L 45	SP-4035-45-2
L 50	SP-4035-50-2
L 55	SP-4035-55-2
L 60	SP-4035-60-2
L 65	SP-4035-65-2
L 70	SP-4035-70-2
L 75	SP-4035-75-2
L 80	SP-4035-80-2
L 85	SP-4035-85-2

Arandelas para tornillos



SU-0448-00-2



Tornillo Cortical 4.5, T25 (dorado)



L 14	SK-4514-14-2
L 16	SK-4514-16-2
L 18	SK-4514-18-2
L 20	SK-4514-20-2
L 22	SK-4514-22-2
L 24	SK-4514-24-2
L 26	SK-4514-26-2
L 28	SK-4514-28-2
L 30	SK-4514-30-2
L 32	SK-4514-32-2
L 34	SK-4514-34-2
L 36	SK-4514-36-2
L 38	SK-4514-38-2
L 40	SK-4514-40-2
L 42	SK-4514-44-2
L 45	SK-4514-45-2
L 50	SK-4514-50-2
L 55	SK-4514-55-2
L 60	SK-4514-60-2
L 65	SK-4514-65-2
L 70	SK-4514-70-2
L 75	SK-4514-75-2
L 80	SK-4514-80-2
L 85	SK-4514-85-2
L 90	SK-4514-90-2

LOQTEQ® Tornillo combi 4.5, T25 (rojo)



L 14	SK-4525-14-2
L 16	SK-4525-16-2
L 18	SK-4525-18-2
L 20	SK-4525-20-2
L 22	SK-4525-22-2
L 24	SK-4525-24-2
L 26	SK-4525-26-2
L 28	SK-4525-28-2
L 30	SK-4525-30-2
L 32	SK-4525-32-2
L 34	SK-4525-34-2
L 36	SK-4525-36-2
L 38	SK-4525-38-2
L 40	SK-4525-40-2
L 42	SK-4525-42-2
L 45	SK-4525-45-2
L 50	SK-4525-50-2
L 55	SK-4525-55-2
L 60	SK-4525-60-2
L 65	SK-4525-65-2
L 70	SK-4525-70-2
L 75	SK-4525-75-2
L 80	SK-4525-80-2
L 85	SK-4525-85-2
L 90	SK-4525-90-2

LOQTEQ® Tornillo Ángulo Estable 4.5, T25 (azul)



L 14	SK-4526-14-2
L 16	SK-4526-16-2
L 18	SK-4526-18-2
L 20	SK-4526-20-2
L 22	SK-4526-22-2
L 24	SK-4526-24-2
L 26	SK-4526-26-2
L 28	SK-4526-28-2
L 30	SK-4526-30-2
L 32	SK-4526-32-2
L 34	SK-4526-34-2
L 36	SK-4526-36-2
L 38	SK-4526-38-2
L 40	SK-4526-40-2
L 42	SK-4526-42-2
L 45	SK-4526-45-2
L 50	SK-4526-50-2
L 55	SK-4526-55-2
L 60	SK-4526-60-2
L 65	SK-4526-65-2
L 70	SK-4526-70-2
L 75	SK-4526-75-2
L 80	SK-4526-80-2
L 85	SK-4526-85-2
L 90	SK-4526-90-2

Arandela para tornillos



SU-0510-00-2

LOQTEQ® Tornillo Periprotésico, T25



L 12	SK-4527-12-2
L 14	SK-4527-14-2
L 16	SK-4527-16-2
L 18	SK-4527-18-2



ESPAÑA

ANDALUCÍA Juan Gris 16. 29006 **Málaga** T: +34 952 040 300 / Avda. Reino Unido 7, local 2. 41012 **Sevilla** T: +34 954 934 792

ARAGÓN Avda. Las Torres 24, planta 1ª, oficinas 3 y 4. 50008 **Zaragoza** T: +34 976 461 092

ASTURIAS Y LEÓN Avda. Jardín Botánico 1345. Silos del Intra 33203 **Gijón** T: +34 985 195 505

BALEARES Edif. Toledo. Planta 03-40 Polígono Son Valentí. Carrer de Calçat 6 07011 **Palma de Mallorca** T: +34 971 292 561

CANARIAS León y Castillo 42, 5º B. 35003 Las Palmas de **Gran Canaria** T: +34 928 431 176

CASTILLA LA MANCHA Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 **Ciudad Real** T: +34 926 274 820

CASTILLA Y LEÓN Democracia 1, bajo. 47011 **Valladolid** T: +34 983 320 043

CATALUÑA Sardenya 48, bajo 4. 08005 **Barcelona** T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37

COMUNIDAD VALENCIANA Alberique 27, esc. izq. 1º, puerta 3. 46008 **Valencia** T: +34 96 382 66 02

EXTREMADURA Francisco Guerra 14. 06011 **Badajoz** T: +34 924 207 208

GALICIA Avda. Gran Vía 161, 1º C. 36210 **Vigo** T: +34 986 484 400

MADRID Cronos 63, 1º, 1. 28037 **Madrid** T: +34 91 434 05 30

NORTECENTRO (País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja) Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 **Bilbao** T: +34 944 396 432

ITALIA

Via Curzio Malaparte, 19 50145 **Firenze** FI T: +39 0331 777312

Via Amatore Sciesa, 40/A 21013 **Gallarate** VA

PORTUGAL

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2º A. 4100 320 **Porto** T: +351 226 166 060

OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra. 33203 **GIJÓN**, Asturias. Spain.

T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452. info@mba.eu

www.mba.eu



MBA INCORPORADO, S.L.



MBA.EU

