



# **IC-LAVAGE**

## **Sistema de lavado pulsátil**

Lavado eficaz del lecho óseo,  
lesiones traumáticas y  
desbridamiento efectivo de heridas

Limpieza intensa y poco agresiva  
para eliminar restos de hueso,  
tejidos y sangre


**MBA<sup>®</sup>**



# IC-LAVAGE

El sistema **IC-LAVAGE** combina comodidad y potencia para una **limpieza suave y eficaz en la eliminación de huesos, tejidos y partículas sueltas de sangre**. Al mismo tiempo, el sistema asegura un lavado eficiente con presión controlada.

- **Ligero**
- **Diseño fino y ergonómico**
- **Cómodo en manejo y uso**
- **Mecanismo de bloqueo seguro**
- **Fijación segura de los complementos**
- **Control con un dedo**
- **Fácil cambio entre limpieza potente y lavado suave**



Conexión rápida a la solución salina y desagüe



## ● Sistema de un solo uso

El sistema desechable **IC-LAVAGE** viene en un embalaje doble estéril e incluye una pieza de mano ligera con dos boquillas.

Funciona a pilas y se puede controlar mediante un gatillo con la punta del dedo.

Cuenta con opciones de limpieza potente o enjuague suave. La abrazadera puede regular el flujo de líquido en la tubería de riego y la tubería de desagüe.

Al succionar y enjuagar al mismo tiempo, los desechos se eliminarán sin inundar el campo de la operación.

Terminales  
standard y para el  
canal femoral

Pieza de mano  
ergonómica con  
dos potencias  
de lavado

### Cepillo femoral largo

(Accesorio opcional)  
Dimensiones: 13,5 mm x 250 mm,  
con lavado y aspiración.

Boquilla para  
fémur con lavado  
y succión

### ● Indicaciones

- Prótesis cadera, rodilla, hombro, etc
- Preparación del lecho óseo en artroplastias cementadas
- Cirugía de revisión para la eliminación de restos
- Lavado y desbridamiento de heridas
- Lavado de lesiones traumáticas

Batería de  
un solo uso

### ● Listo para usar

Enganche la boquilla, el conector con el líquido de inyección, la succión y cuelgue la batería en el soporte.

### Especificaciones técnicas

Peso de la herramienta de mano	< 0,9 kg
Batería	10 x 1,5 V battery
Volumen	< 75db (A)
Caudal	> 0,9 L/min.
Alcance	> 2,5 m

### Referencia

### Descripción

00678001 ic-lavage	Set completo
00678003 ic-lavage	Cepillo femoral largo (Accesorio opcional)



#### ESPAÑA

**ANDALUCÍA** Juan Gris 16. 29006 Málaga T: +34 952 040 300 / Avda. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla T: +34 954 934 792

**ARAGÓN** Avda. Las Torres 24, planta 1ª, oficinas 3 y 4. 50008 Zaragoza T: +34 976 461 092

**ASTURIAS Y LEÓN** Avda. Jardín Botánico 1345. Silos del Intra 33203 Gijón T: +34 985 195 505

**BALEARES** Edif. Toledo. Planta 03-40 Polígono Son Valentí. Carrer de Calçat 6 07011 Palma de Mallorca T: +34 971 292 561

**CANARIAS** León y Castillo 42, 5º B. 35003 Las Palmas de Gran Canaria T: +34 928 431 176

**CASTILLA LA MANCHA** Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real T: +34 926 274 820

**CASTILLA Y LEÓN** Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid T: +34 983 320 043

**CATALUÑA** Sardenya 48, bajo 4. 08005 Barcelona T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37

**COMUNIDAD VALENCIANA** Alberique 27, esc. izq. 1º, puerta 3. 46008 Valencia T: +34 96 382 66 02

**EXTREMADURA** Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz T: +34 924 207 208

**GALICIA** Avda. Gran Vía 161, 1º C. 36210 Vigo T: +34 986 484 400

**MADRID** Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid T: +34 91 434 05 30

**NORTECENTRO** (País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja) Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao T: +34 944 396 432

#### ITALIA

Via Curzio Malaparte, 19 50145 Firenze FI T: +39 0331 777312

Via Amatore Sciesa, 40/A 21013 Gallarate VA

#### PORTUGAL

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2º A. 4100 320 Porto T. +351 226 166 060

#### OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra. 33203 GIJÓN, Asturias. Spain.

T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452. info@mba.eu

[www.mba.eu](http://www.mba.eu)



MBA INCORPORADO, S.L.

MBA.EU

