


ARTISENTIAL

Dispositivo Articulado Laparoscópico



La articulación es esencial



ARTISENTIAL

Dispositivo Articulado Laparoscópico





Pinza bipolar fenestrada


Artisential es una combinación de dos palabras: Articulación y Esencial.

La "Articulación" se refiere a nuestro terminal de múltiples articulaciones.

El "Esencial" al acceso sencillo a zonas quirúrgicas estrechas que hacen posible que una cirugía sea lo más precisa posible.



Una palabra que puede definir Artisential es INTUITIVIDAD. El movimiento de la mano del usuario, de la muñeca y los dedos son perfectamente replicados por el dispositivo trasladando de forma simultánea el movimiento correspondiente del terminal sobre el paciente.

MOVIMIENTOS



Movimiento sincronizado entre el terminal y la mano del usuario

El terminal de Artisential tiene un sistema de bisagra que le permite replicar los delicados movimientos de la mano del cirujano de forma vertical/horizontal permitiendo el acceso a zonas quirúrgicas estrechas. Un sistema multi-grado que permite a los cirujanos realizar procedimientos más complejos de una forma más cómoda y sencilla que con instrumentos rectos tradicionales.



Cuando el sistema de bloqueo está activado arriba/abajo y derecha/izquierda está fijado no se puede mover pero el sistema de apertura/cierre del terminal sí es posible.

VENTAJAS



Sistema multi-grado 360° con libertad de implementación, delicado movimiento en espacios estrechos

La estructura y bisagra del terminal dota al instrumento de una rotación 360° y libertad alcanzando distintos ángulos para acceder de forma sencilla al área quirúrgica.


Le proporciona la posibilidad de imitar fielmente el movimiento de la mano humana y, en algunas ocasiones, mejorar sus funciones.



Control intuitivo


Artisential proporciona intuición y una flexibilidad no disponible con los dispositivos convencionales.

El movimiento del terminal encaja perfectamente con los dedos del usuario y el movimiento de su muñeca permitiendo una manipulación muy intuitiva asegurando por tanto un alto control sobre el instrumento.



Gama amplia y completa


Artisential está disponible en una gama completa de instrumentos como pinzas bipolares, porta-agujas, aplicadores de clips, electrodos de coagulación, disectores bipolares, tijeras monopolares, etc.






Sustitución de los instrumentos tradicionales, pionero en una nueva forma de cirugía.

Artisential se puede usar en un ambiente quirúrgico ya existente sin ningún tipo de dispositivo, sistema o pedal adicional. Las ventajas que ofrece este dispositivo pueden liderar y aumentar las capacidades adicionales inmediatas de crecimiento de la cirugía laparoscópica así como una nueva forma de llevar a cabo los distintos procedimientos quirúrgicos.

ESPECIFICACIONES Y REFERENCIAS



Referencia	Descripción
ABF01-L	Pinza bipolar fenestrada con bloqueo, 38 cm
ABF01S-L	Pinza bipolar fenestrada con bloqueo, 25 cm
ACA01-L	Aplicador de clips M-L con bloqueo, 38 cm
ACA01S-L	Aplicador de clips M-L con bloqueo, 25 cm
ANH01-L	Porta-agujas con bloqueo, 38 cm
ANH01S-L	Porta-agujas con bloqueo, 25 cm
ANH02-L	Porta-agujas de precisión con bloqueo, 38 cm
ANH02S-L	Porta-agujas de precisión con bloqueo, 25 cm
ABD01-L	Disector Maryland con bloqueo, 38 cm
ABD01S-L	Disector Maryland con bloqueo, 25 cm
ABD02-L	Disector de precisión con bloqueo, 38 cm
ABD02S-L	Disector de precisión con bloqueo, 25 cm
AMHD01-L	Electrodo tipo Hook bajo con bloqueo, 38 cm
AMHD01S-L	Electrodo tipo Hook bajo con bloqueo, 25 cm
AMHU01-L	Electrodo tipo Hook superior con bloqueo, 38 cm
AMHU01S-L	Electrodo tipo Hook superior con bloqueo, 25 cm
AMHR01-L	Electrodo tipo Hook derecho con bloqueo, 38 cm
AMHR01S-L	Electrodo tipo Hook derecho con bloqueo, 25 cm
AMHL01-L	Electrodo tipo Hook izquierdo con bloqueo, 38 cm
AMHL01S-L	Electrodo tipo Hook izquierdo con bloqueo, 25 cm
AMT01-L	Electrodo tipo espátula con bloqueo, 38 cm
AMT01S-L	Electrodo tipo espátula con bloqueo, 25 cm
TK-02	Kit de demo para training
S-02	Panel de sutura demo





ESPAÑA

ANDALUCÍA Juan Gris 16. 29006 **Málaga** T: +34 952 040 300 / Avda. Reino Unido 7, local 2. 41012 **Sevilla** T: +34 954 934 792

ARAGÓN Avda. Las Torres 24, planta 1ª, oficinas 3 y 4. 50008 **Zaragoza** T: +34 976 461 092

ASTURIAS Y LEÓN Avda. Jardín Botánico 1345. Silos del Intra 33203 **Gijón** T: +34 985 195 505

BALEARES Edif. Toledo. Planta 03-40 Polígono Son Valentí. Carrer de Calçat 6 07011 **Palma de Mallorca** T: +34 971 292 561

CANARIAS León y Castillo 42, 5º B. 35003 Las Palmas de **Gran Canaria** T: +34 928 431 176

CASTILLA LA MANCHA Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 **Ciudad Real** T: +34 926 274 820

CASTILLA Y LEÓN Democracia 1, bajo. 47011 **Valladolid** T: +34 983 320 043

CATALUÑA Sardenya 48, bajo 4. 08005 **Barcelona** T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37

COMUNIDAD VALENCIANA Calle de Chiva, 5. 46008 **Valencia** T: +34 96 382 66 02

EXTREMADURA Francisco Guerra 14. 06011 **Badajoz** T: +34 924 207 208

GALICIA Avda. Gran Vía 161, 1º C. 36210 **Vigo** T: +34 986 484 400

MADRID Cronos 63, 1º. 1. 28037 **Madrid** T: +34 91 434 05 30

NORTECENTRO (País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja) Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 **Bilbao** T: +34 944 396 432

ITALIA

Via Curzio Malaparte, 19 50145 **Firenze** FI T: +39 0331 777312

Via Amatore Sciesa, 40/A 21013 **Gallarate** VA

PORTUGAL

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2º A. 4100 320 **Porto** T: +351 226 166 060

OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra. 33203 **GIJÓN**, Asturias. Spain.

T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452. info@mba.eu

www.mba.eu



MBA INCORPORADO, S.L.

MBA.EU

