


DARVIN LOC[®]

Cierre de heridas con sutura barbada



ÍNDICE

DARVIN LOC® / 180 - 210 días.....5

Unidireccional con bloqueo final.....5

Bidireccional6

Bidireccional con bloqueo central.....7

DARVIN LOC® / 90 - 120 días8

Unidireccional con bloqueo final.....8

Bidireccional9

Bidireccional con bloqueo central..... 10

DARVIN LOC®/ No absorbible.....11

Unidireccional con bloqueo final..... 11

FABRICADO POR:

 **ERGON SUTRAMED®**


DARVIN LOC[®]

Cierre de heridas con sutura barbada

Práctica, rápida y segura

Sutura barbada de nueva generación disponible en varias moléculas (absorbible y no absorbible) y longitudes. Puede ser utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos en los que habitualmente se precise sutura continua. No necesita nudos, garantiza una elevada resistencia junto a una distribución constante de la tensión a lo largo de la sección de aproximación de los tejidos.

UNIDIRECCIONAL



BIDIRECCIONAL



Perfecto para cirugía

Laparoscópica y robótica
Plástica y reconstructiva
General
Ginecológica
Urológica
Ortopédica

MATERIALES

	DARVIN LOC® 180 - 210 días	DARVIN LOC® 90 90 - 120 días	DARVIN LOC® No absorbible
MOLÉCULA	Polidioxanona	Poli Glicolide-co-ε-caprolattona	Polipropileno
TIPO DE HILO	Sutura sintética absorbible monofilamento dentada	Sutura sintética absorbible monofilamento dentada	Sutura sintética dentada no absorbible, monofilamento
COLOR	Violeta o incoloro (D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)	Violeta o incoloro (D&C Violet n.2=C.I. 60725)	Azul (C.I. 74160 ftalocianina)
* DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR	EP de 1,5 a 5 USP de 4/0 a 2	EP de 1,5 a 5 USP de 4/0 a 2	EP de 2 a 4 USP de 3/0 a 1
FUERZA TENSIL	28 días ~ 70% 42 días ~ 55%	7 días ~ 50% 14 días ~ 20%	-
ABSORCIÓN	Completa a 180-210 días	Completa a los 90-120 días	-
INDICACIONES	En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesita una sutura quirúrgica de absorción lenta	En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesita una absorción media de la sutura	Para tejidos de lenta cicatrización o que necesiten una sutura no absorbible

(*) La sutura DARVIN LOC® 90 se presenta montada con agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400

● Unidireccional con bloqueo final



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
22 mm		15 cm	3/0	●	DH397HHAB
26 mm		15 cm	3/0	●	DH395HHAB
			2/0	●	DT412HHAB
			0	●	DL438HHAB
		20 cm	2/0	●	DT412HHAC
		25 cm	3/0	●	DH395HHAD
			0	●	DL438HHAD
		30 cm	2/0	●	DT412HHAE

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		15 cm	3/0	●	DH429HHAB

⊙ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
36 mm		45 cm	0	●	DL70CHHAH
40 mm *		70 cm	2	●	DN815HHAP

(*) Aguja negra

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

● Bidireccional



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		30 cm	0	●	DL438KHAE
		80 cm	2/0	●	DT412KHAR
36 mm		70 cm	2	●	DN22DKHAP
		72 cm	0	●	DL465KHAP
37 mm		30 cm	0	●	DL424KHAE
48 mm *		70 cm	2	●	DN477KHAP
		90 cm	2	●	DN477KHAT

▽ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
36 mm		90 cm	0	●	DL574KHAT
36 mm *		90 cm	2	●	DN815KHAT


(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta


○ Hilo transparente

* Bajo pedido


▼ TAPER-CUTTING 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		48 cm	0		DL207KHAI

▼ TRIANGULAR 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
40 mm		70 cm	2		DN815KHAP

● Bidireccional con bloqueo central



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C


	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
22 mm *		32 cm	3/0		DH43BKHHAX

(*) Aguja reforzada

 Hilo violeta Hilo transparente

* Bajo pedido

● Unidireccional con bloqueo final



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		15 cm	3/0	●	DH395HHFAB
			2/0	●	DT412HHFAB
		20 cm	2/0	●	DT412HHFAC

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		15 cm	3/0	●	DH429HHFAB

▼ TRIANGULAR 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
19 mm		30 cm	3/0	○	DH38EHFWAE

(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta

○ Hilo transparente

* Bajo pedido

● Bidireccional



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		30 cm	2/0	○	DT77CKHFWAE
		32 cm	2/0	○	DT77CKHFWAX
		32 cm	3/0	●	DH400KHFAF
26 mm		30 cm	2/0	○	DT412KHFWAE
		32 cm	2/0	○	DT412KHFWAX

⊙ CILÍNDRICA 5/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26,7 mm		25 cm	2/0	●	DT430KHFAF

▽ PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
18 mm		30 cm	3/0	○	DH38EKHFWAE
19 mm		60 cm	3/0	○	DH38EKHFWAM
24 mm		60 cm	2/0	○	DT02GKHFWAM


(*) Aguja reforzada

● Hilo violeta


○ Hilo transparente

* Bajo pedido

▼ TRIANGULAR 3/8 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
18 mm		10 cm	3/0	○	DH530KHFWAA
		28 cm	3/0	●	DH850KHFAE
19 mm		30 cm	3/0	○	DH530KHFWAE
24 mm		60 cm	3/0	○	DH534KHFWM

● Bidireccional con bloqueo central



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
17 mm		32 cm	3/0	●	DH400KHHFAX


▽ TAPER-CUTTING 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
		32 cm	3/0	●	DH978KHHFAX

● Hilo violeta ○ Hilo transparente

* Bajo pedido

- Unidireccional con bloqueo final



⊙ CILÍNDRICA 1/2 C

	AGUJA	HILO			REFERENCIA
		Longitud	USP	COLOR	
26 mm		30 cm	2/0	●	BT412HHAE
30 mm		15 cm	2/0	●	BT248HHAB

(*) Aguja reforzada

● Hilo azul

○ Hilo transparente

* Bajo pedido



ESPAÑA

DELEGACIONES ANDALUCÍA

Juan Gris 16. 29006 Málaga T: +34 952 040 300

Avda. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla T: +34 954 934 792

ARAGÓN

Avda. Las Torres 24, planta 1ª, oficinas 3 y 4. 50008 Zaragoza T: +34 976 461 092

ASTURIAS

Avda. Jardín Botánico 1345. Silos del Intra 33203 Gijón T: +34 985 195 505

BALEARES

Edif. Toledo. Planta 03-40 Polígono Son Valentí. Carrer de Calçat 6 07011 Palma de Mallorca T: +34 971 292 561

CANARIAS

León y Castillo 42, 5º B. 35003 Las Palmas de Gran Canaria T: +34 928 431 176

CASTILLA LA MANCHA

Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real T: +34 926 274 820

CASTILLA Y LEÓN

Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid T: +34 983 320 043

CATALUÑA

Sardenya 48, bajo 4. 08005 Barcelona T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37

COMUNIDAD VALENCIANA

Calle de Chiva, 5. 46008 Valencia T: +34 96 382 66 02

EXTREMADURA

Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz T: +34 924 207 208

GALICIA

Avda. Gran Vía 161, 1º C. 36210 Vigo T: +34 986 484 400

MADRID

Cronos 63, 1º. 1. 28037 Madrid T: +34 91 434 05 30

DELEGACIONES NORTECENTRO (País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja)

Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao T: +34 944 396 432

San Raimundo 9, Bajo. 31009 Pamplona T: +34 948 198 535

PORTUGAL

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2º A. 4100 320 Porto T: +351 226 166 060

OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra. 33203 Gijón. España

T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452. info@mba.eu

www.mba.eu



MBA INCORPORADO, S.L.

MBA.EU



CE 0373

© MBA SURGICAL EMPOWERMENT

MK-027 V5-202406