

# SupraCare

Mascarilla Laríngea Alternativa No Invasiva de Vía Aérea



**BIOSER®**

# SupraCare

Mascarilla Laríngea Alternativa No Invasiva de Vía Aérea

## Características

- No invade la tráquea.
- No precisa relajantes musculares.
- No precisa laringoscopia.
- Soluciona problemas de intubación difícil.
- Evita intubaciones innecesarias.
- Excelente tolerancia.
- Visión directa sin obstáculos de la glotis.
- Mascarilla Laríngea Reforzada.
- Menor presión intraocular en la intervención y menor incidencia de tos en el postoperatorio.



SupraCare  
**STD**



### Mascarilla Laríngea **Reutilizable**

- Manguito de silicona suave que reduce la probabilidad de irritación de la garganta y la estimulación.
- En comparación con un TET:
  - Facilita las emergencias de la anestesia.
  - Procedimiento menos invasivo.
  - Aporta los beneficios de la ventilación espontánea con un menor uso de drogas.
  - Respuesta hemodinámica mínima.
  - Libre de látex y reutilizable hasta 40 veces.
  - Siete tamaños - desde neonato hasta adulto.

### Mascarilla Laríngea **Desechable**


- Siempre disponible.
- Siempre estéril.
- Siempre nuevo.
- Manguito de Silicona.

## Mascarillas laríngeas SupraCare STD

Tamaño	Vol. de Inflado	Paciente	Desechable Núm. Ref.	Reutilizable Núm. Ref.
No. 1	hasta 4 ml	Neonato, hasta 5 kg	MLS10D	MLS10R
No. 1,5	hasta 7 ml	Desde 5 kg hasta 10 kg	MLS15D	MLS15R
No. 2	hasta 10 ml	Desde 10 kg hasta 20 kg	MLS20D	MLS20R
No. 2,5	hasta 14 ml	Desde 20 kg hasta 30 kg	MLS25D	MLS25R
No. 3	hasta 20 ml	Desde 30 kg hasta 50 kg	MLS30D	MLS30R
No. 4	hasta 30 ml	Desde 50 kg hasta 70 kg	MLS40D	MLS40R
No. 5	hasta 40 ml	Desde 70 kg hasta 100 kg	MLS50D	MLS50R

## Beneficios

- Evita el riesgo de lesión en cuerdas vocales y tráquea.
- Disminución de la ronquera y el dolor postoperatorio.
- Evita la morbilidad de estos agentes, ahorrando costes y tiempo.
- Evita yatrogenia del laringoscopio y los cambios hemodinámicos de la maniobra laringoscopia-intubación.
- Fácil de introducir aunque no se visualice la glotis.
- TAC y Radioterapia en niños, procedimientos cortos irrealizables con máscara facial, etc.
- Se puede dejar «in situ» hasta la completa recuperación de los reflejos protectores.
- Mayor versatilidad para intervenciones de Cirugía Maxilofacial, ORL, etc.
- Condiciones ideales para Cirugía Oftalmológica.



### Mascarilla Laríngea **Desechable**

- Siempre disponible.
- Siempre estéril.
- Siempre nuevo.
- Manguito de Silicona.

### Mascarilla Laríngea **Reutilizable**

Su concepto está desarrollado para mantener una vía aérea efectiva mientras protege la tráquea de la sangre y secreciones durante los procedimientos de otorrinolaringología, así como emplear una anestesia más efectiva.

El tubo de la Mascarilla Laríngea Supracare Flex se puede posicionar en cualquier dirección facilitando las cirugías del oído, nariz y garganta. El manguito protege el tracto respiratorio de las secreciones y de los detritus quirúrgicos que caen desde arriba, proporcionando una vía aérea segura durante y post operatorio.

## Mascarillas laríngeas SupraCare FLEX

Tamaño	Vol. de Inflado	Paciente	Desechable Núm. Ref.	Reutilizable Núm. Ref.
No. 1	hasta 4 ml	Neonato, hasta 5 kg	MLF10D	MLF10R
No. 1,5	hasta 7 ml	Desde 5kg hasta 10 kg	MLF15D	MLF15R
No. 2	hasta 10 ml	Desde 10 kg hasta 20 kg	MLF20D	MLF20R
No. 2,5	hasta 14 ml	Desde 20 kg hasta 30 kg	MLF25D	MLF25R
No. 3	hasta 20 ml	Desde 30 kg hasta 50 kg	MLF30D	MLF30R
No. 4	hasta 30 ml	Desde 50 kg hasta 70 kg	MLF40D	MLF40R
No. 5	hasta 40 ml	Desde 70 kg hasta 100 kg	MLF50D	MLF50R



## OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra  
33203 Gijón  
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452  
info@mba.eu

# BIOSER®

## DISTRIBUCIÓN España

### ÁREA CENTRO NOROESTE

#### DELEGACIÓN ASTURIAS

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra  
33203 Gijón  
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452

#### DELEGACIÓN CANARIAS

C/ León y Castillo 42, 5º B.  
35003 Las Palmas de Gran Canaria  
T: +34 928 431 176 F: +34 928 380 060

#### DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN

C/ Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid  
T: +34 983 320 043 F: +34 983 267 646

#### DELEGACIÓN GALICIA

Avda. Gran Vía 161, 1ºC, 36210 Vigo  
T: +34 986 484 400 F: +34 986 494 804

#### DELEGACIÓN MADRID

C/ Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid  
T: +34 91 434 05 30 F: +34 91 433 76 99

### ÁREA LEVANTE

#### DELEGACIÓN CASTILLA LA MANCHA

C/ Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real  
T: +34 926 274 820 F: +34 926 230 552

#### DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

C/ Alberique 27, Esc. Izq. 1º, Puerta 3, 46008 Valencia  
T: +34 96 382 66 02 F: +34 963 859 856

### ÁREA NORESTE

#### DELEGACIÓN ARAGÓN

Avda. Las Torres 24, Planta 1ª, Oficinas 3 y 4  
50008 Zaragoza  
T: +34 976 461 092 F: +34 976 461 093

#### DELEGACIÓN BALEARES

C/ Carles Riba 1. 07004 Palma de Mallorca  
T: +34 971 292 561 F: +34 971 298 601

#### DELEGACIÓN CATALUÑA

C/ Sardenya 48, bajo 4. 08005 Barcelona  
T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37

#### DELEGACIÓN NORTECENTRO

(País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja)  
C/ Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao  
T: +34 944 396 432 F: +34 944 271 3822

### ÁREA SUR

#### DELEGACIÓN ANDALUCÍA

Avda. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla  
T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

#### DELEGACIÓN EXTREMADURA

C/ Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz  
T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

## DISTRIBUCIÓN Portugal

### DELEGACIÓN PORTUGAL

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2ºA, 4100 320 Porto  
T: +351 226 166 060 F: +351 226 166 069



MBA INCORPORADO, S.L.

[www.bioser.eu](http://www.bioser.eu)

BIOSER es una división de MBA SURGICAL EMPOWERMENT

