

# SupraCare

Mascarilla Laríngea Alternativa No Invasiva de Vía Aérea



# SupraCare

Mascarilla Laríngea Alternativa No Invasiva de Vía Aérea

## Características

- No invade la tráquea.
- No precisa relajantes musculares.
- No precisa laringoscopia.
- Soluciona problemas de intubación difícil.
- Evita intubaciones innecesarias.
- Excelente tolerancia.
- Visión directa sin obstáculos de la glotis.
- Mascarilla Laríngea Reforzada.
- Menor presión intraocular en la intervención y menor incidencia de tos en el postoperatorio.



SupraCare  
**STD**



### Mascarilla Laríngea **Reutilizable**

- Manguito de silicona suave que reduce la probabilidad de irritación de la garganta y la estimulación.
- En comparación con un TET:
  - Facilita las emergencias de la anestesia.
  - Procedimiento menos invasivo.
  - Aporta los beneficios de la ventilación espontánea con un menor uso de drogas.
  - Respuesta hemodinámica mínima.
  - Libre de látex y reutilizable hasta 40 veces.
  - Siete tamaños - desde neonato hasta adulto.

### Mascarilla Laríngea **Desechable**

- Siempre disponible.
- Siempre estéril.
- Siempre nuevo.
- Manguito de Silicona.

## Mascarillas laríngeas SupraCare STD

Tamaño	Vol. de Inflado	Paciente	Núm. Ref.	Núm. Ref.
No. 1	hasta 4 ml	Neonato, hasta 5 kg	MLS10D	MLS10R
No. 1,5	hasta 7 ml	Desde 5 kg hasta 10 kg	MLS15D	MLS15R
No. 2	hasta 10 ml	Desde 10 kg hasta 20 kg	MLS20D	MLS20R
No. 2,5	hasta 14 ml	Desde 20 kg hasta 30 kg	MLS25D	MLS25R
No. 3	hasta 20 ml	Desde 30 kg hasta 50 kg	MLS30D	MLS30R
No. 4	hasta 30 ml	Desde 50 kg hasta 70 kg	MLS40D	MLS40R
No. 5	hasta 40 ml	Desde 70 kg hasta 100 kg	MLS50D	MLS50R

## Desechable

## Reutilizable

## Beneficios

- Evita el riesgo de lesión en cuerdas vocales y tráquea.
- Disminución de la ronquera y el dolor postoperatorio.
- Evita la morbilidad de estos agentes, ahorrando costes y tiempo.
- Evita yatrogenia del laringoscopio y los cambios hemodinámicos de la maniobra laringoscopia-intubación.
- Fácil de introducir aunque no se visualice la glotis.
- TAC y Radioterapia en niños, procedimientos cortos irrealizables con máscara facial, etc.
- Se puede dejar «in situ» hasta la completa recuperación de los reflejos protectores.
- Mayor versatilidad para intervenciones de Cirugía Maxilofacial, ORL, etc.
- Condiciones ideales para Cirugía Oftalmológica.



## SupraCare FLEX



### Mascarilla Laríngea **Desechable**

- Siempre disponible.
- Siempre estéril.
- Siempre nuevo.
- Manguito de Silicona.

### Mascarilla Laríngea **Reutilizable**

Su concepto está desarrollado para mantener una vía aérea efectiva mientras protege la tráquea de la sangre y secreciones durante los procedimientos de otorrinolaringología, así como emplear una anestesia más efectiva.

El tubo de la Mascarilla Laríngea Supracare Flex se puede posicionar en cualquier dirección facilitando las cirugías del oído, nariz y garganta. El manguito protege el tracto respiratorio de las secreciones y de los detritus quirúrgicos que caen desde arriba, proporcionando una vía aérea segura durante y post operatorio.

## Mascarillas laríngeas SupraCare FLEX

Tamaño	Vol. de Inflado	Paciente	Desechable Núm. Ref.	Reutilizable Núm. Ref.
No. 1	hasta 4 ml	Neonato, hasta 5 kg	MLF10D	MLF10R
No. 1,5	hasta 7 ml	Desde 5kg hasta 10 kg	MLF15D	MLF15R
No. 2	hasta 10 ml	Desde 10 kg hasta 20 kg	MLF20D	MLF20R
No. 2,5	hasta 14 ml	Desde 20 kg hasta 30 kg	MLF25D	MLF25R
No. 3	hasta 20 ml	Desde 30 kg hasta 50 kg	MLF30D	MLF30R
No. 4	hasta 30 ml	Desde 50 kg hasta 70 kg	MLF40D	MLF40R
No. 5	hasta 40 ml	Desde 70 kg hasta 100 kg	MLF50D	MLF50R



**OFICINAS CENTRALES**  
Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra. 33203 Gijón. España  
T: +34 985 195 505 info@mba.eu

[www.mba.eu](http://www.mba.eu)

MBA INCORPORADO, S.L.



MBA.EU

